

4

INSTRUCTIONS FOR USE (IFU)

MI Paste Plus®



Last revised: 04/2018

5540418

MI Paste Plus®

DENTIFRICE CRÈME WITH BIO-AVAILABLE CALCIUM, PHOSPHATE AND FLUORIDE

For use only by a dentist or physician in the recommended indications.

DESCRIPTION

MI Paste Plus is a water based dentifrice crème containing sodium fluoride and RECALDENT™ (CPP-ACP: Casein Phosphopeptide-Amorphous Calcium Phosphate). The level of fluoride is 0.20% w/w, (900ppm). When CPP-ACP is applied in the oral environment, it will bind to bio-film, plaque, bacteria, hydroxyapatite and soft tissue localizing bio-available calcium, phosphate and fluoride.

IMPORTANT:

Saliva will enhance the effectiveness of CPP-ACP and the flavor will help stimulate saliva flow. The longer CPP-ACP and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.

RECOMMENDED INDICATIONS

To be used for cleaning and polishing procedures as part of a professionally administered prophylaxis treatment. Secondly, MI Paste Plus can be used for the management of tooth sensitivity, post-scaling, root planing and bleaching.

CONTRAINDICATIONS

RECALDENT™ (CPP-ACP) is derived from milk casein. Do not use on patients with a milk protein or hydroxybenzoates allergy.

DIRECTIONS FOR USE

For children 12 and under, consult a dentist or physician.

Adults and children over 12:

In-office application:

I. Custom tray application

1. Before use rinse the custom tray thoroughly under running water.
2. Extrude a generous layer of MI Paste Plus into the tray and apply to the upper and/or lower teeth.
3. Leave the tray undisturbed in the mouth for a minimum of 3 minutes.
4. Remove the tray.
5. Instruct the patient to use the tongue to spread the remaining MI Paste Plus throughout the mouth. Instruct the patient to retain for as long as possible (another 1- 2 minutes) avoiding expectoration and delaying swallowing. The longer MI Paste Plus and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
6. Ask the patient to expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any MI Paste Plus remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Advise the patient not to eat or drink for 30 minutes following application.
7. Any residual MI Paste Plus in the tray should be rinsed or brushed off under running water immediately after use.

II. Non tray application:

1. If necessary, remove any excess saliva on the tooth surface with a cotton roll or pellet. However, it is NOT necessary to dry the teeth with compressed air.
2. Apply MI Paste Plus to the tooth surfaces using an application swab, gloved finger or in difficult interproximal areas using an Interproximal Tooth Cleaning Brush.
3. Then use your tongue to spread MI Paste Plus throughout the mouth. Hold in the mouth for as long as possible (minimum of 3 minutes). Avoid expectoration (spitting out) and delay swallowing.
4. Ask the patient to expectorate thoroughly and avoid rinsing. Any MI Paste Plus remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Advise the patient not to eat or drink for 30 minutes following application.

At-home application:

III. Day time application after tooth brushing as recommended by a dentist or physician

1. Apply a sufficient amount of MI Paste Plus to upper and lower teeth. A pea size amount for each arch is the minimum required. The material should be applied to the tooth surfaces using a clean dry finger or cotton tip. For difficult areas (between the teeth) use an Interproximal Tooth Cleaning Brush or dental floss coated with MI Paste Plus.
2. Then use your tongue to spread MI Paste Plus throughout the mouth. Hold in the mouth for as long as possible (minimum of 3 minutes). Avoid expectoration (spitting out) and delay swallowing. The longer MI Paste Plus and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
3. Expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any MI Paste Plus remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Do not eat or drink for 30 minutes following application.

IV. Night time application after tooth brushing as recommended by a dentist or physician

Note:

The overnight use is especially recommended for high-risk adult patients.

1. Apply a sufficient amount of MI Paste Plus to the upper and lower teeth. A pea size amount for each arch is the minimum required. The material should be applied to the tooth surfaces using a clean dry finger or cotton tip. For difficult areas (between the teeth) use an Interproximal Tooth Cleaning Brush or dental floss coated with MI Paste Plus.
2. Then use your tongue to spread MI Paste Plus throughout the mouth. Hold in the mouth for as long as possible (minimum of 3 minutes). Avoid expectoration (spitting out) and delay swallowing.
3. Expectorate thoroughly and avoid rinsing. Any MI Paste Plus remaining on the surface can be left to gradually dissipate overnight. Do not eat or drink for 30 minutes following application.

FLAVORS

Strawberry (S), Melon (M), Vanilla (V), Mint (I), Tutti-Frutti (T)

STORAGE

Recommended for optimal performance; store in a cool, dry low humidity area away from direct sunlight (8-25°C; 46.4-77.0°F).

PACKAGES

40g (35mL) Tube

NOTE

MI Paste Plus with its unique CPP-ACP formulation was developed at The School of Dental Science, The University of Melbourne, Victoria, Australia. "RECALDENT™" is a registered license of RECALDENT Pty Ltd. CPP-ACP Technology has related patents pending in Australia, NZ, Europe, Canada and the USA.

CAUTION

1. Always replace the cap after use and remove any residual paste or moisture around the tube neck or inside the cap.
2. Keep out of reach of children under 6 years of age
3. If you accidentally swallow more than used for brushing, get medical help or contact a poison control center right away.
4. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
5. In case of spillage on clothes, wash off with water.
6. CAUTION: RECALDENT™ is derived from milk casein. Do not use on patients with a milk protein or hydroxybenzoates allergy.
7. In case of allergic reaction, stop use, rinse mouth with water and seek medical advice.

Last Revised: 04/2018



MANUFACTURED by
GC AMERICA INC.
ALZIP, IL 60803 U.S.A.

DISTRIBUTED by
GC AMERICA INC.
ALZIP, IL 60803 U.S.A.

PRINTED IN THE USA

Prior to use, carefully read
the instructions for use

EN

MI Paste Plus®

CREMA DENTAL CON CALCIO, FOSFATO Y FLUORURO DISPONIBLES

Para uso bajo la supervisión de dentistas o médicos usando las indicaciones recomendadas.

DESCRIPCIÓN

MI Paste Plus es una crema dental a base de agua que contiene fluoruro de sodio y RECALDENT™ (CPP-ACP: Casein Phosphopeptide-Amorphous Calcium Phosphate). El grado de fluoruro es de 0.20% w/w, (900ppm). Cuando CPP-ACP es aplicado en la cavidad oral, este se une a la bio-película, placa, bacterias, hidroxiapatita y tejido blando liberando localmente calcio, fosfato y fluoruro biodisponible.

IMPORTANTE

La saliva aumenta el efecto del CPP-ACP y el sabor ayuda a estimular el flujo de la misma. Entre más tiempo se mantenga el CPP-ACP y la saliva en boca, el resultado será más efectivo.

RECOMENDACIONES

Para ser usado en procedimientos de limpieza y pulido dental como parte de los tratamientos de profilaxis realizados por profesionales. MI Paste Plus también puede ser usada para manejar la sensibilidad en los dientes, post-raspado, alisado radicular y blanqueamiento.

CONTRAINDICACIONES

RECALDENT™ (CPP-ACP) es un derivado de la caseína de la leche. No se use en pacientes con alergias o sensibilidad a la proteína de leche o preservativos con benzoato.

INSTRUCCIONES DE USO

Consulte a su dentista o medico para uso en niños menores de 12 años.

Adultos y niños mayores de 12 años:

Aplicación en clínica o consultorio:

I. Aplicación con "cubeta" desechable

1. Antes de aplicar lave la cubeta cuidadosamente con agua en abundancia.
2. Coloque una capa de MI Paste Plus en la cubeta de forma uniforme y abundante y aplíquela en la parte de superior o inferior de los dientes.
3. Dejar la cubeta fija en la boca del paciente durante un mínimo de tres minutos.
4. Después de este tiempo remueva la cubeta.
5. Indique al paciente que tiene que dispersar el remanente del MI Paste Plus en su boca usando su lengua. El paciente deberá de retener el MI Paste Plus por el más tiempo que pueda en su boca (otros 1-2 minutos o más) sin escupir o tragar el producto. Entre más tiempo se mantenga el MI Paste Plus en contacto con la boca y saliva, más efectivo será el resultado.
6. Pida al paciente que escupa cualquier remanente que pueda tener y deje la boca sin enjuagar. Cualquier remanente de MI Paste Plus que quede en la boca se disipara gradualmente. El paciente no deberá de comer o beber nada en los siguientes 30 minutos después del tratamiento.
7. Deseche la cubeta después de usar.

II. Aplicación sin "cubeta" desechable

1. Si es necesario, remueva cualquier exceso de saliva de la superficie de los dientes con un rollo o torunda de algodón. NO ES NECESARIO secar los dientes con aire comprimido.
2. Aplique MI Paste Plus en cantidad abundante en la superficie de los dientes usando un algodón o dedo enguantado. En las áreas inter proximales con acceso difícil, use un cepillo de dientes inter proximal.
3. Pida al paciente que use su lengua para distribuir el MI Paste Plus alrededor de la boca y dientes. Deje que el MI Paste Plus funcione por tanto tiempo como sea posible (mínimo 3 minutos). Evite que el paciente expectore, escupa o trague durante este tiempo.
4. Pida al paciente que escupa cualquier remanente que pueda tener y deje la boca sin enjuagar. Cualquier remanente de MI Paste Plus que quede en la boca se disipara gradualmente. El paciente no deberá de comer o beber nada en los siguientes 30 minutos después del tratamiento.

Aplicación en casa:

III. Aplicación en el día, después de lavarse los dientes de acuerdo a la recomendación de su dentista o medico:

1. Aplique una cantidad generosa de MI Paste Plus en los dientes superiores e inferiores. Una porción del tamaño de un chicharo (arveja) debe ser suficiente para cada arco dental. MI Paste Plus debe ser aplicado con la punta de un dedo limpio y seco o con una torunda de algodón. En áreas difíciles (entre los dientes) use un cepillo de dientes para áreas inter proximales o hilo dental cubierto con MI Paste Plus.
2. Use su lengua para distribuir MI Paste Plus por toda la boca y dientes. Deje que la MI Paste Plus funcione por tanto tiempo como sea posible (mínimo 3 minutos). Evite expectorar, escupir o tragar durante este tiempo.
3. Escupa cualquier remanente que pueda tener y deje la boca sin enjuagar. Cualquier remanente de MI Paste Plus que quede en la boca se disipara gradualmente. Evite comer o beber durante los siguientes 30 minutos después del tratamiento.

IV. Aplicación durante la noche después de lavarse los dientes de acuerdo a la recomendación de su dentista o medico:

Note:

El uso durante la noche es recomendado en pacientes adultos con alto riesgo de caries dentales.

1. Aplique una cantidad generosa de MI Paste Plus en los dientes superiores e inferiores. Una porción del tamaño de un chicharo (arveja) debe ser suficiente para cada arco dental. MI Paste Plus debe ser aplicado con la punta de un dedo limpio y seco o con una torunda de algodón. En áreas difíciles (entre los dientes) use un cepillo de dientes para áreas inter proximales o hilo dental cubierto con MI Paste Plus.
2. Use su lengua para distribuir MI Paste Plus por toda la boca y dientes. Deje que la MI Paste Plus funcione por tanto tiempo como sea posible (mínimo 3 minutos). Evite expectorar, escupir o tragar durante este tiempo.
3. Escupa cualquier remanente que pueda tener y deje la boca sin enjuagar. Cualquier remanente de MI Paste Plus que quede en la boca se disipara gradualmente. Evite comer o beber durante los siguientes 30 minutos después del tratamiento.

SABORES

Fresa (S), Melón (M), Vainilla (V), Menta (I), Tutti-Frutti (T)

ALMACENAJE

Para optimo desempeño el producto se recomienda se almacene en una área de baja humedad, lejos de la luz solar y entre (8-25°C) (46.4-77.0°F).

ENVASE

Tubo con 40gr. (35mL)

NOTA

MI Paste Plus, con su formula única CPP-ACP fue desarrollada en el colegio de odontología de; The School of Dental Science, de la Universidad de Melbourne, Victoria, Australia. "RECALDENT™" es una licencia registrada de RECALDENT Pty Ltd. La tecnología CPP-ACP tiene patentes pendientes en Australia, Nueva Zelandia, Europa, Canadá y EE.UU.

PRECAUCIÓN

1. Remueva el exceso de pasta o humedad dentro de la tapa y tubo, y siempre cierre el producto con su tapa después de usar.
2. Mantenga fuera del alcance de niños. El uso de MI Paste Plus no es recomendado en niños menores de 6 años.
3. Si por accidente consumiera más del producto recomendado para cepillar, consulte a su médico de inmediato o contacte su centro de control de intoxicación local.
4. En caso de contacto con los ojos lave inmediatamente con agua en abundancia y busque atención médica.
5. En caso se derrame en la ropa, lave con agua.
6. PRECAUCIÓN: RECALDENT™ (CPP-ACP) es un derivado de la caseína de la leche. No se use en pacientes con alergias o sensibilidad a la proteína de leche o preservativos con benzoato.
7. En caso de experimentar alguna reacción alérgica descontinúe su uso de inmediato, enjuague su boca con agua en abundancia, no trague el contenido y escupa de inmediato, y busque ayuda médica o consulte a su médico.

Última revisión: 04/2018

5540418

Mi Paste Plus®

Avant tute utilisation, lire
attentivement le mode d'emploi.

FR

DENTIFRICE CRÈME CONTENANT DU CALCIUM, DU PHOSPHATE ET DU FLUORURE BIODISPONIBLES

Pour utilisation par un dentiste ou un médecin, conformément aux indications recommandées.

DESCRIPTION

Mi Paste Plus est un dentifrice crème à base d'eau contenant du fluorure de sodium et du RECALDENT™* (CPP-ACP: phosphopeptides caséines-phosphate de calcium amorphe). Le niveau de fluorure est de 0.20% en poids (900 ppm). Lorsque le CPP-ACP est appliqué en environnement buccal, il adhère au biofilm, à la plaque, aux bactéries, à l'hydroxyapatite et aux tissus mous pour distribuer du calcium, du phosphate et du fluorure biodisponibles.

IMPORTANT

La salive augmentera l'efficacité du CPP-ACP et le parfum contribuera à stimuler le débit salivaire. Plus longtemps le CPP-ACP et la salive seront maintenus en bouche, meilleurs seront les résultats.

INDICATIONS RECOMMANDÉES

À utiliser dans le cadre des procédures de nettoyage et de polissage faisant partie d'un traitement de prophylaxie administré par un professionnel. Accessoirement, le Mi Paste Plus peut être utilisé pour le soulagement de la sensibilité dentaire suivant le détartrage, le curetage du ciment radiculaire et le blanchiment.

CONTRE-INDICATIONS

Le RECALDENT™* (CPP-ACP) est un dérivé de la caséine du lait. Ne pas utiliser ce produit chez des patients présentant une allergie à la protéine du lait ou à l'hydroxybenzoate.

MODE D'EMPLOI

Pour les enfants de 12 ans et moins, consulter un dentiste ou un médecin.

Adultes et enfants de plus de 12 ans:

Application en Clinique

1. **Application à l'aide de gouttières sur mesure**
1. Avant utilisation, bien rincer les gouttières sur mesure sous l'eau courante.
2. Appliquer une généreuse couche de Mi Paste Plus dans la gouttière et la mettre en place sur les dents supérieures ou inférieures.
3. Laisser la gouttière en bouche durant au moins 3 minutes.
4. Retirer la gouttière.
5. Demander au patient d'utiliser sa langue pour étendre les restes de Mi Paste Plus partout dans sa bouche. Lui demander de garder le produit en bouche aussi longtemps que possible (1 ou 2 minutes additionnelles) en évitant de recracher et en retardant la déglutition. Plus longtemps le Mi Paste Plus et la salive seront maintenus en bouche, meilleurs seront les résultats.
6. Demander au patient de cracher et, si possible, d'éviter de se rincer la bouche. La quantité restante de Mi Paste Plus sur la surface des dents se dissipera progressivement. Demander au patient de ne pas manger ni boire dans les 30 minutes suivant l'application.
7. Les résidus de Mi Paste Plus sur les gouttières doivent être rincés ou brossés sous l'eau courante immédiatement suivant l'utilisation.

II. Application sans gouttières

1. Au besoin, retirer l'exédent de salive sur les surfaces dentaires à l'aide d'un rouleau ou d'une boulette de coton. Il n'est toutefois PAS nécessaire de sécher les dents à l'air comprimé.
2. Appliquer le Mi Paste Plus sur les surfaces dentaires en utilisant un tampon, un doigt ganté ou, dans les zones difficiles d'accès, une brosse interproximale.
3. Demander ensuite au patient d'utiliser sa langue pour étendre le Mi Paste Plus partout dans sa bouche et de garder le produit en bouche aussi longtemps que possible (au moins 3 minutes) en évitant de recracher et en retardant la déglutition.
4. Demander au patient de cracher et d'éviter de se rincer la bouche. La quantité restante de Mi Paste Plus sur la surface des dents se dissipera progressivement. Demander au patient de ne pas manger ni boire dans les 30 minutes suivant l'application.

Application à domicile:

III. Application de jour suivant le brossage des dents, selon les recommandations d'un dentiste ou d'un médecin:

1. Appliquer une quantité suffisante de Mi Paste Plus sur les dents supérieures et inférieures. Une quantité minimale de la taille d'un pois doit être appliquée sur chacune des arcades. Étendre le produit sur les surfaces dentaires à l'aide d'un doigt propre et sec ou d'un coton-tige. Pour les zones difficiles d'accès (entre les dents), utiliser une brosse interproximale ou de la soie dentaire enduite de Mi Paste Plus.
2. Utiliser ensuite la langue pour étendre les restes de Mi Paste Plus partout dans la bouche. Maintenir en bouche aussi longtemps que possible (au moins 3 minutes) en évitant de cracher et en retardant la déglutition. Plus longtemps le Mi Paste Plus et la salive seront maintenus en bouche, meilleurs seront les résultats.
3. Recracher soigneusement et, si possible, éviter de rincer. La quantité restante de Mi Paste Plus sur la surface des dents se dissipera progressivement. Ne pas manger, boire ni rincer la bouche dans les 30 minutes suivant l'application.

IV. Application de nuit suivant le brossage des dents, selon les recommandations d'un dentiste ou d'un dentiste ou d'un médecin:

- Nota:
- L'application de nuit est particulièrement recommandée pour les patients adultes présentant un risque élevé de carie.
1. Appliquer une quantité suffisante de Mi Paste Plus sur les dents supérieures et inférieures. Une quantité minimale de la taille d'un pois doit être appliquée sur chacune des arcades. Étendre le produit sur les surfaces dentaires à l'aide d'un doigt propre et sec ou d'un coton-tige. Pour les zones difficiles d'accès (entre les dents), utiliser une brosse interproximale ou de la soie dentaire enduite de Mi Paste Plus.
 2. Utiliser ensuite la langue pour étendre les restes de Mi Paste Plus partout dans la bouche. Maintenir en bouche aussi longtemps que possible (au moins 3 minutes) en évitant de cracher et en retardant la déglutition.
 3. Recracher soigneusement et, si possible, éviter de rincer. La quantité restante de Mi Paste Plus sur la surface des dents se dissipera progressivement au cours de la nuit. Ne pas manger ni boire dans les 30 minutes suivant l'application.

PARFUMS

Fraise (S), Melon (M), Vanille (V), Menthe (I), et Fruits (T)

ENTREPOSAGE

Pour un rendement optimal, entreposer dans un endroit sec et frais, à l'abri des rayons du soleil (8-25°C) (46,4-77,0°F).

CONDITIONNEMENT

Tube contenant 40g (35mL)

NOTE

Le Mi Paste Plus avec sa formule unique de CPP-ACP a été développé à l'École des sciences dentaires de l'Université de Melbourne, à Victoria en Australie. "RECALDENT™" est une marque de commerce déposée de RECALDENT Pty lée. La technologie de CPP-ACP relève de brevets d'invention en cours d'homologation en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Europe, au Canada et aux États-Unis.

MISE EN GARDE

1. Toujours replacer le capuchon après utilisation et nettoyer les résidus de pâte et les traces d'humidité autour du col du tube ainsi qu'à l'intérieur du capuchon.
2. Garder hors de la portée des enfants de moins de 6 ans.
3. En cas d'ingestion accidentelle d'une quantité supérieure à celle utilisée pour un brossage, consulter un médecin ou communiquer avec un centre antipoison sans tarder.
4. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau eonsulter un médecin.
5. En cas de déversement sur les vêtements, nettoyer à l'eau.
6. MISE EN GARDE: Le RECALDENT™ (CPP-ACP) est un dérivé de la caséine du lait. Ne pas utiliser ce produit chez des patients présentant une allergie à la protéine du lait ou à l'hydroxybenzoate.
7. En cas de réaction allergique, cesser l'utilisation, rincer la bouche avec de l'eau et consulter un médecin.

Dernière révision : 04/2018

Mi Paste Plus®

Leia atentamente estas
instruções antes de usar.

PT

CREME DENTAL COM FOSFATO DE CALCIO E FLUOR BIODISPONIVEL

Para uso sob a supervisão de médicos ou dentistas utilizando as indicações recomendadas.

DESCRIPCION

Mi Paste Plus é uma creme dental com base água contendo fluoreto de sódio e RECALDENT™* (CPP-ACP: Casein Phosphopeptide-Amorphous Calcium Phosphate). A quantidade de fluoreto é de 0,20% w/w, (900ppm). Quando CPP-ACP é aplicada na cavidade oral, se liga ao biofilme, placa, bactérias, hidroxiapatita e tecidos moles localmente libertando cálcio, ftoato e fluoreto biodisponível.

IMPORTANTE

Saliva aumenta o efeito do CPP-ACP eo sabor ajuda a estimular o fluxo do mesmo. Quanto mais tempo você manter o CPP-ACP e saliva na boca, o resultado será mais eficaz.

RECOMENDAÇÕES

Para utilização em processos de limpeza e de polimento, como parte de tratamentos dentários realizados por profissionais em profilaxia. Mi Paste Plus também pode ser usado em dentes sensíveis, pós-scaling, alisamento radicular e branqueamento.

CONTRA-INDICAÇÕES

RECALDENT™ (CPP-ACP) é um derivado do caseína do leite. Não utilizar em pacientes com alergias ou sensibilidade à proteína do leite ou conservantes com benzoato.

INSTRUÇÕES

Consulte o seu dentista ou médico para uso em crianças menores de 12 anos.

Adultos e crianças acima de 12 anos:

Aplicação em clínica ou consultório:

1. **Aplicação com "moldeira" descartável**
1. Antes de aplicar lave a moldeira cuidadosamente com água em abundância.
2. Coloque o Mi Paste Plus na moldeira de forma uniforme e abundante e posicione a moldeira sobre dentes superiores ou inferiores.
3. Deixe a moldeira fixa na boca do paciente por pelo menos três minutos.
4. Após este tempo, remova a moldeira.
5. Instrua o paciente espalhar a Mi Paste Plus remanescente em sua boca com a língua. O paciente deve manter o Mi Paste Plus em sua boca (1-2 minutos ou mais) sem cuspir ou engolir o produto. Quanto mais tempo o paciente manter o Mi Paste Plus em contato com a boca e saliva, mais eficaz será o resultado.
6. Peça ao paciente para cuspir e o restante pode deixar na boca sem enxaguar. O restante de Mi Paste Plus na boca será dissipado gradualmente. O paciente não deve comer ou beber nada dentro de 30 minutos após tratamento.
7. Descartar a moldeira, após o uso.

II. Aplicação sem "moldeira" descartável

1. Se necessário, remover o excesso de saliva da superfície do dente com um rolo de algodão ou com um cotonete. NÃO PRECISA secar os dentes com ar comprimido.
2. Aplique Mi Paste Plus em abundância na superfície dos dentes com um cotonete ou dedo com luva. Nas áreas de difícil acesso interproximal, use escova de dente inter-proximal.
3. Pedir que o paciente use a sua língua para distribuir o Mi Paste Plus ao redor da boca e dos dentes. Deixe o Mi Paste Plus funcionar por no mínimo de 3 minutos. Não permita ao paciente cuspir, tossir ou engolir durante este tempo.
4. Pedir que o paciente para cuspir qualquer restante que possa ter e deixar a boca sem enxaguar. O restante de Mi Paste Plus na boca será dissipado gradualmente. O paciente não deve comer ou beber nada dentro de 30 minutos após o tratamento.

Aplicação em Casa:

III. Aplicação de dia, depois de escovar os dentes, como recomendado pelo seu dentista ou médico:

1. Aplique uma quantidade generosa de Mi Paste Plus em os dentes superiores e inferiores. Uma porção de uma ervilha deve ser suficiente para cada arcada dentária. Mi Paste Plus deve ser aplicado com a ponta de um dedo limpo e seco ou um cotonete. Em áreas de difícil acesso (entre os dentes) use uma escova de dentes para uso em áreas interproximal ou com fio dental coberto com Mi Paste Plus.
2. Use sua língua para distribuir Mi Paste Plus por toda a boca e os dentes. Deixe o Mi Paste Plus funcionar por no mínimo de 3 minutos. Não permita ao paciente cuspir, tossir ou engolir durante este tempo.
3. Pedir que o paciente para cuspir qualquer restante que possa ter e deixar a boca sem enxaguar. O restante de Mi Paste Plus na boca será dissipado gradualmente. O paciente não deve comer ou beber nada dentro de 30 minutos após o tratamento.

IV. Aplicação da noite, depois de escovar os dentes, como recomendado pelo seu dentista ou médico:

- Nota:
- 0 uso durante a noite é recomendado em pacientes com alto risco de cárie dentária.
 1. Aplique uma quantidade generosa de Mi Paste Plus em os dentes superiores e inferiores. Uma porção de uma ervilha deve ser suficiente para cada arcada dentária. Mi Paste Plus deve ser aplicado com a ponta de um dedo limpo e seco ou um cotonete. Em áreas de difícil acesso (entre os dentes) use uma escova de dentes para uso em áreas interproximal ou com fio dental coberto com Mi Paste Plus.
 2. Use sua língua para distribuir Mi Paste Plus por toda a boca e os dentes. Deixe o Mi Paste Plus funcionar por no mínimo de 3 minutos. Não permita ao paciente cuspir, tossir ou engolir durante este tempo.
 3. Pedir que o paciente para cuspir qualquer restante que possa ter e deixar a boca sem enxaguar. O restante de Mi Paste Plus na boca será dissipado gradualmente. O paciente não deve comer ou beber nada dentro de 30 minutos após o tratamento.

SABORES

Morango (S), Melão (M), Baunilha (V), Menta (I), Tutti-Frutti (T)

ARMAZENAMENTO

Para um melhor desempenho, recomenda-se o produto ser armazenado em uma área de baixa umidade, longe do sol e da luz y entre 8-25°C (46,4-77,0°F).

CONTAINER

Tubo de 40g (35mL)

NOTA

Mi Paste Plus com sua fórmula exclusiva CPP-ACP foi desenvolvido na Faculdade de Odontologia na The School of Dental Science, de la Universidad de Melbourne, Victoria, Australia. "RECALDENT™" é uma marca comercial da Recaldent Pty Ltd. Da tecnologia CPP-ACP tem patentes pendentes na Austrália, Nova Zelândia, Europa, Canadá e EUA.

CUIDADO

1. Retire o excesso de pasta ou de umidade no interior da tampa e tubo, e sempre feche o produto com a tampa após o uso.
2. Manter fora do alcance das crianças. O uso de Mi Paste Plus não é recomendado para crianças menores de 6 anos.
3. Se você acidentalmente consumir mais do que o recomendado para o produto, consulte o seu médico imediatamente ou em contato com o centro de controle de intoxicações local.
4. Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e procurar um médico.
5. Se derramado na roupa, lave com água.
6. CUIDADO: RECALDENT™ (CPP-ACP) é um derivado da caseína do leite. Não utilizar em pacientes com alergias ou sensibilidade à proteína do leite ou conservantes benzoato.
7. Se você tiver um reação alérgica descontinuar uso imediatamente, lave a boca com água, não engolir e cuspir o conteúdo imediatamente e procure um médico ou contacte o seu médico.

Última revisão: 04/2018