

**GRADIA™ DIRECT LoFlo**

LIGHT-CURED FLOWABLE COMPOSITE

GRADIA DIRECT LoFlo is a multi-purpose light-cured, radiopaque, fluoride releasing, micro-filled hybrid type composite resin. GC's unique HDR (High Density Radiopaque Pre-Polymerized Filler) technology provides excellent abrasion resistance. Also the thicker consistency (lower flowability) is excellent for cavities of class III, V and root surface caries.

For use only by a dental professional in the recommended indications.

**RECOMMENDED INDICATIONS**

- Restoration of Class I, II, III, IV, V cavities (particularly for small Class I cavities / shallow Class V cavities / other small cavities)
- Restoration of root surface caries
- Restorations in deciduous teeth
- Filling tunnel shaped cavities
- Sealing hypersensitive areas
- Liner / base / filling in cavity undercuts
- Sealant
- Splinting mobile teeth
- Additions to composite restorations (Fig. 1)

**CONTRAINDICATIONS**

- Pulp capping.
- Avoid use of this product in patients with known allergies to methacrylate monomer or methacrylate polymer.

**DIRECTIONS FOR USE**

- Hold the syringe upright and remove the wing cap by turning counterclockwise. Take care not to expose material to direct light from the dental lamp or natural light (Fig. 3).

- Promptly and securely attach the dispensing tip (plastic or needle type) to the syringe by turning clockwise (Fig. 2)(Fig. 3).
- Note:  
Take care not to attach the dispensing tip too tightly. This may damage its screw.
- After attaching the dispensing tip, protect it with the cover until ready for use in order to avoid exposure to light (Fig. 2).

- Cavity Preparation  
Prepare cavity using standard techniques.

Note:  
For pulp capping, use calcium hydroxide.

3. Shade Selection  
Select shade from 7 shades of A1, A2, A3, A3.5, A03, CV and BW.

A shades are based on Vita® Shade.

\*Vita® is a registered trademark of Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.

4. Use of Light-cured Bonding System  
When placing GRADIA DIRECT LoFlo to tooth structure use a light-cured bonding system such as G-BOND, G-aenial Bond or G-Premio BOND.

Note:  
When using light-cured bonding system, follow manufacturer's instructions for use.

5. Placement of GRADIA DIRECT LoFlo

- Remove cover from the dispensing tip on the syringe (Fig. 5).

- Prior to extrusion of material, gently trial push the syringe plunger outside the mouth to make sure that the dispensing tip is securely attached to the syringe. To remove any air from the dispensing tip, with the tip pointing upwards gently push forward the syringe plunger until material reaches the mouth of the tip (Fig. 6).

Note:  
If there is air inside the dispensing tip, air bubbles may be formed at the time of injection.

- Place the dispensing tip as close as possible to the cavity, and slowly push the plunger to inject material into it (Fig. 7). Alternatively, dispense material onto a mixing pad and transfer to the cavity using a suitable instrument.

Note:  
a. When attaching the dispensing tip, make sure that no material is sticking to the joint between the tip and the syringe in order to ensure a tight connection.

b. If the syringe does not extrude smoothly, remove the dispensing tip and extrude material directly from the syringe to make sure that material is coming out.

c. The material will start to harden if exposed to the dental light or ambient light. Be sure to protect it from light when working from a mixing pad.

d. After use, immediately remove the dispensing tip and tightly close the syringe with the wing cap.

**Clinical Hint 1**

In order to inject effectively, use the surface tension of the material to ensure uniformity across the entire surface of the restoration during build up. Once the required amount has been injected, release the pressure on the syringe and withdraw the syringe in a direction perpendicular to the surface. This will allow the material to separate from the dispensing tip and provides a smooth surface over the restoration.

**Clinical Hint 2**  
Where higher abrasion resistance and thicker consistency are required, it is recommended to place GRADIA DIRECT LoFlo instead of GRADIA DIRECT Flo or low viscosity flowable composites.

**Clinical Hint 3**  
When filling a large cavity, it is recommended to place material incrementally into the cavity. Another effective method is to use GRADIA DIRECT LoFlo for filling in undercuts or as a liner/base, and then to place composite resin (GRADIA DIRECT, G-aenial, Essentia, etc.) on top.

**6. Light Curing**  
Light cure the GRADIA DIRECT LoFlo using a light curing unit (Fig.8). Refer to the following chart for Irradiation Time and Effective Depth of Cure.

Note:  
When light curing material, wear protective glasses.

**Irradiation Time and Effective Depth of Cure**

	Shade	A1, A2, A3	A3.5, BW	A03, CV
10 sec. (High power LED) (more than 1200 mW/cm²)		2.0 mm	1.5 mm	1.5 mm
20 sec. (Halogen/LED) (700 mW/cm²)				
20 sec. (High power LED) (more than 1200 mW/cm²)		3.0 mm	2.5 mm	2.0 mm
40 sec. (Halogen/LED) (700 mW/cm²)				

7. Shaping and Polishing  
Shape and polish using standard techniques.

**SHADES**

A1, A2, A3, A3.5, A03, CV (Cervical color), BW (Bleaching White)

**STORAGE**

Recommended for optimal performance, store in a cool and dark place (4-25°C / 39-27.7°F).

**PACKAGES**

- Syringe packages: syringe 1.3 g (0.8 mL) x 2 (in one shade), 4 dispensing tips (needle type), 2 light protective covers
- Dispensing tip package:  
• 20 dispensing tips (needle type), 2 light protective covers  
• 20 dispensing tips (plastic type), 2 light protective covers

**CAUTION**

- In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with cotton or a sponge soaked in alcohol. Flush with water.
- In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.

Take special care that the patient should not swallow material.

4. Do not mix with other similar products.

5. The dispensing tip cannot be sterilized in an autoclave or chemilavage.

6. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.

7. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:

<http://www.gcamerica.com>

They can also be obtained from your supplier.

**CLEANING AND DISINFECTION**

MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged.

DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants.

Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional / national guidelines.

Last revised: 12/2019

Rx Only

**GRADIA™ DIRECT LoFlo**

LICHTHÄRTENDES, FLIEßFAHIGES KOMPOSIT

GRADIA DIRECT LoFlo ist ein lichthärtendes vielseitig einsetzbares mikrogefülltes Komposit, das röntgensicher ist und Fluorid abgibt. Durch die neue HDR - Technik von GC (High Density Radiopaque Pre-Polymerized Filler) technology provides excellent abrasion resistance.

Also the thicker consistency (lower flowability) is excellent for cavities of class III, V and root surface caries.

Nur von zahnärztlichem Fachpersonal für die genannten Anwendungsbereiche verwenden.

**EMPFOHLENE INDIKATIONEN**

- Restoration of Cavities of Class I, II, III, IV, V cavities (particularly for small Class I cavities / shallow Class V cavities / other small cavities)
- Restoration of root surface caries
- Restorations in deciduous teeth
- Filling tunnel shaped cavities
- Sealing hypersensitive areas
- Liner / base / filling in cavity undercuts
- Sealant
- Splinting mobile teeth
- Additions to composite restorations (Fig. 1)

**GEGENANZEIGEN**

1. Pulp capping.
2. Avoid use of this product in patients with known allergies to methacrylate monomer or methacrylate polymer.

**DIREKTIONEN**

1. Obturation des Kavitäten der Klassen I bis IV (speziell für kleine Klasse I Kavitäten / Flache Klasse V Kavitäten / andere kleine Kavitäten)
2. Restaurierung von Wurzeloberflächenkaries
3. Restorations von Milchzähnen
4. Füllung tunnelförmiger Präparationen
5. Versiegelung hypersensitiver Bereiche
6. Füllung von Unterschneidungen
7. Versiegelung
8. Schienung von lockeren Zähnen
9. Erweiterung von Kompositrestorationen (Abb. 1)

**GEGENANZEIGEN**

1. Coiffage pulinaire.
2. Evitez d'utiliser ces produits chez des patients présentant une allergie connue aux monomères ou polymères méthacrylates.

**CONTROINDICACIONES**

1. Ricostruzione di cavità di Classe I, II, III, IV, V (in particolare per piccole cavità di Classe I e altre cavità piccole)
2. Ricostruzione di cavità superficiali radicolari
3. Ricostruzioni in denti decidui
4. Riempimento di cavità a tunnel
5. Sigillatura di aree ipersensibili
6. Liner / base / riempimento in sottosquadri di cavità
7. Sigillatura
8. Spillaggio di denti mobili
9. Aggiunte a ricostruzioni in composito (Figura 1)

**CONTRONDICACIONES**

1. Incappucciamento della polpa.
2. Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

**ISTRUZIONI PER L'USO**

1. Preparazioni

- 1) Tenir le seringue verticale et retirer le capuchon en tournant dans les sens inverse des aiguilles d'une montre. Prendre soin de ne pas exposer le produit à la lumière en général (Fig. 2).
- 2) Placer rapidement et de manière sûre l'embout applicateur(plastique ou type "aiguille") sur la seringue en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (Fig. 2)(Fig. 3).

Note :

Prendre soin de ne pas trop serrer l'embout. Cela pourrait endommager le produit.

3) Après la fixation de l'embout applicateur le protéger avec le capuchon jusqu'à moment de l'utilisation, afin de protéger le produit de la lumière (Fig. 2).

**RECOMMANDATIONS POUR L'EMPLOI**

1. Préparations

- 1) Tenir le seringue verticale et retirer le capuchon en tournant dans les sens inverse des aiguilles d'une montre. Prendre soin de ne pas exposer le produit à la lumière en général (Fig. 2).

- 2) Placer rapidement et de manière sûre l'embout applicateur(plastique ou type "aiguille") sur la seringue en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (Fig. 2)(Fig. 3).

Note :

Faire attention à ne serrer trop la pointe du dispositif.

3) Placer immédiatement la pointe applicatrice dans la cavité.

Préparer la cavité.

Note :

Pour le coiffage pulinaire, utiliser de l'hydroxyde de Calcium.

4) Sélection de la teinte.

Choisir la teinte parmi les sept suivantes:

A1, A2, A3, A3.5, A03, CV et la BW.

Vita® est un marque déposée de Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Allemagne.

5) Utilisation d'un système adhésif photopolymérisable.

Pour l'adhésion du GRADIA DIRECT LoFlo à la structure de la dent, utiliser un système adhésif photopolymérisable comme le G-BOND, G-aenial Bond ou G-Premio BOND.

Note :

Lorsque l'on utilise un système adhésif photopolymérisable, suivre scrupuleusement le mode d'emploi.

6) Mise en place du GRADIA DIRECT LoFlo

1) Retirer le capuchon de l'embout applicateur (Fig. 5).

2) Placer immédiatement la pointe applicatrice (Fig. 5).

3) Avant l'extinction du matériau, pousser doucement - hors de la bouche - sur le piston de la seringue afin de vous assurer que l'embout distributeur est bien fixé à la seringue. Afin d'éliminer toute bulle d'air de l'embout applicateur pointer l'embout vers le haut et pousser doucement le piston de la seringue jusqu'à l'apparition du matériau (Fig. 6).



Fig. 1

Vleugel dop  
Strahlenschutz  
Vingmutter  
Tampa com asas  
Kantkiwi met spuitpootDoseertip Spritzenspitze  
Spritzenkopf  
Tampa de protecção contra a luz

Prøvestikket med plakette για τη γεύση

Lægeplakette  
Syringeschutz  
Spritzenstiel  
Porta aplicadora

Πρώγχη εξόπλισης

Fig. 2

Naald type  
Spritzenspitze  
Spritzenkopf  
Spritzenkopf  
Spritzenkopf  
Ponta de plástico  
Πρώγχη πλαστικήPlastic type  
Spritzenspitze  
Spritzenkopf  
Spritzenkopf  
Spritzenkopf  
Ponta de plástico  
Πρώγχη πλαστική

Fig. 3

Naald type  
Spritzenspitze  
Spritzenkopf  
Spritzenkopf  
Spritzenkopf  
Ponta de plástico  
Πρώγχη πλαστικήPlastic type  
Spritzenspitze  
Spritzenkopf  
Spritzenkopf  
Spritzenkopf  
Ponta de plástico  
Πρώγχη πλαστική

Fig. 4

Naald type  
Spritzenspitze  
Spritzenkopf  
Spritzenkopf  
Spritzenkopf  
Ponta de plástico  
Πρώγχη πλαστικήPlastic type  
Spritzenspitze  
Spritzenkopf  
Spritzenkopf  
Spritzenkopf  
Ponta de plástico  
Πρώγχη πλαστική

Fig. 5

Naald type  
Spritzenspitze  
Spritzenkopf  
Spritzenkopf  
Spritzenkopf  
Ponta de plástico  
Πρώγχη πλαστικήPlastic type  
Spritzenspitze  
Spritzenkopf  
Spritzenkopf  
Spritzenkopf  
Ponta de plástico  
Πρώγχη πλαστική

Fig. 6

Naald type  
Spritzenspitze  
Spritzenkopf  
Spritzenkopf  
Spritzenkopf  
Ponta de plástico  
Πρώγχη πλαστικήPlastic type  
Spritzenspitze  
Spritzenkopf  
Spritzenkopf  
Spritzenkopf  
Ponta de plástico  
Πρώγχη πλαστική

Fig. 7

Naald type  
Spritzenspitze  
Spritzenkopf  
Spritzenkopf  
Spritzenkopf  
Ponta de plástico  
Πρώγχη πλαστικήPlastic type  
Spritzenspitze  
Spritzenkopf  
Spritzenkopf  
Spritzenkopf  
Ponta de plástico  
Πρώγχη πλαστική

Fig. 8

Naald type  
Spritzenspitze  
Spritzenkopf  
Spritzenkopf  
Spritzenkopf  
Ponta de plástico  
Πρώγχη πλαστικήPlastic type  
Spritzenspitze  
Spritzenkopf  
Spritzenkopf  
Spritzenkopf  
Ponta de plástico  
Πρώγχη πλαστική

Fig. 9

## GRADIA™ DIRECT LoFlo

LICHTUITHARDEND FLOWABLE COMPOSIT

GRADIA DIRECT LoFlo is een lichtuithardend, radiopaca, fluoride vrijgevend, micro gevuld hybride composiet voor meerdere toepassingen. Dankzij GC's nieuwe HDR (High Density Radiopaque Pre-Polymerized Filler) technologie, bezit het een hoge weerstand tegen slijtage. De wat dikkeren consistentie (mindre vloe) maakt het materiaal vooral geschikt voor Klasse III, V en Cavities te maken voor wortelkaries.

Aleene te gebruiken door tandheelkundig gekwalificeerde in de vermelde toepassing.

### ANBEVOLEN TOEPLICHTEN

1. Restauratie van Klasse I, II, III, IV, V cavities (in het bijzonder voor kleine Klasse I cavities / en andere Klasse V cavities / andere kleine cavities)
2. Restauratie van wortel caries
3. Restauratie van mallektanden
4. Vullen van tunnel preparaties
5. Sealen van overgevoelige gebieden
6. Als liner, onderlaag of voor het uitvullen van ondersnijdingen
7. Sealant
8. Spaeken van mobiele tanden
9. Toevoegingen aan composit restauraties (Fig. 1)

### CONTRA-INDICATIES

1. Pulp overkapping.
2. Vermijd het gebruik van dit product bij patiënten waarvan bekend is dat ze allergisch zijn voor methacrylaat monomer of methacrylaat polymer.

### GEbruksaanwijzing

1. Voorbereiden
  - 1) Hold spruitje recht op en verwijder de vleugeldop door tegen de klokrichting in te draaien. Let op dat het materiaal niet wordt blootgesteld aan licht van de operatierlamp of aan omgevingslicht (Fig. 2).
  - 2) Bevestig de doseertip direct en nauwgezet (plastic of naald type) op het spruitje, draaiend in de klokrichting (Fig. 2)(Fig. 3).
2. Opmerking :
 

Zorg ervoor dat de tip niet te strak wordt aangedraaid. Dit kan de Schroefdraad beschadigen.
3. Na het bevestigen van de doseertip, deze afdekken met het lichtafschermkapje totdat het materiaal wordt gebruikt, dit om blootstelling aan licht te voorkomen (Fig. 2).

2. Voorbereiden van de caviteit Prepareer de caviteit met de standaard technieken.

Opmerking : Gebruik calcium hydroxide voor pulpa overkapping.

Kleurselectie Selecteer een kleur uit de 7 kleuren A1, A2, A3, A3.5, A03, CV en BW.

\*Vita® is een gedeponeerd handelsmerk van de Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Duitsland.

4. Gebruik van een lichtuithardend Bonding System Gebruik een lichtuithardend bonding systeem, zoals G-BOND, G-aenial Bond of G-Premio BOND, of GRADIA DIRECT LoFlo aan tandweefsel te hechten.

Opmerking:

Bij gebruik van een lichtuithardend bonding systeem volgt u de gebruksaanwijzing van de desbetreffende fabrikant.

5. Aanbrengen van GRADIA DIRECT LoFlo
 

- 1) Verwijder het kapje van de doseertip op het spruitje (Fig. 5).
- 2) Controleer, alvorens het materiaal te extruderen, of de tip goed op het spruitje is bevestigd, door de zuiger van het het spruitje buiten de mond voorzichtig in te drukken. Om lucht uit de doseertip te verwijderen, duwt u, terwijl u de tip recht houdt, voorzichtig op de spruitlaring totdat het materiaal het uiteinde van de tip bereikt (Fig. 6).

Opmerking:

Wanneer er zich lucht in de doseertip bevindt, kunnen er tijdens het injecteren luchtbellen geincorporeerd worden in het composit.

3) Plaats de doseertip zo dicht mogelijk op de caviteit en duw de plunger langzaam vooruit om het materiaal te injecteren (Fig. 7).

Als alternatief kunt u ook materiaal op een mengblok spuiten om het daarna met een geschikt instrument in de caviteit aan te brengen.

Opmerking:

a. Wanneer u de doseertip op het spruitje aanbrengt, zorg er dan voor dat er geen materiaal tussen de tip en het spruitje zit, dit om ervan te verzekeren dat er een goede afsluiting is.

b. Wanneer het spruitje niet soepel extrudeert, verwijder de doseertip en extrudeer materiaal direct vanuit het spruitje om ervan te verzekeren dat er geen materiaal in komt.

c. Het is belangrijk om de zuiger te houden, wanneer het aan het licht van de operatierlamp of omgevingslicht wordt blootgesteld. Neem maatregelen om het materiaal tegen licht te beschermen wanneer u werkt vanaf een mengblok.

d. Na gebruik, de doseertip onmiddellijk verwijderen en het spruitje goed sluiten met de vleugeldop.

**Klinisch advies 1**

Gebruik de oppervlakte spanning van het materiaal om het effectief te kunnen injecteren. U verzekert u zo van gelijkmatige verdeling over het gehele oppervlak van de restauratie tijdens het ophouwen. Wanneer u de benodigde hoeveelheid hebt geïnjecteerd haal dan de druk van de plunger en trek het spruitje terug in een richting loodrecht op het oppervlak. Hierdoor komt het materiaal los van de doseertip en krijgt de gehele restauratie een glad oppervlak.

**Klinisch advies 2**

Daar waar een hogere weerstand tegen slijtage nodig is kan een dikkerer consistentie gewenst, wordt aanbevolen om GRADIA DIRECT LoFlo in plaats van GRADIA DIRECT Flo aan te brengen of een flowable composiet met een lage viscositet.

**Klinisch advies 3**

In een grote caviteit wordt aanbevolen het materiaal in laagjes aan te brengen. Een andere effectieve methode is om GRADIA DIRECT LoFlo te gebruiken voor het opvullen van ondersnijdingen of als een liner / onderlaag, hierboven kan komposit (GRADIA DIRECT, G-aenial, Essentia etc.) worden aangebracht.

6. Lichtuitharden Hard de GRADIA DIRECT LoFlo uit met een composietlamp (Fig. 8). Doe dit aan de hand van het hiera volgende schema met gegevens over belichtingstijden en de effectieve diepten van uitharding.

Opmerking:

Draag een beschermbril tijdens het lichtuitharden.

**Belichtingstijd en effectieve diepte van uitharding**

Kleur	A1, A2, A3, A3.5, A03, CV
Belichtingstijd	

Kleur	A1, A2, A3, A3.5, A03, CV
10 sec. (Kratende LED) (meer dan 1200 mW/cm²)	2,0 mm
20 sec. (Halogen/LED) (700 mW/cm²)	1,5 mm

Kleur	A1, A2, A3, A3.5, A03, CV
20 sec. (Kratende LED) (meer dan 1200 mW/cm²)	3,0 mm
40 sec. (Halogen/LED) (700 mW/cm²)	2,5 mm

Kleur	A1, A2, A3, A3.5, A03, CV
7. Afwerken Werk of volgens de standaard technieken.	

**KLEUREN**

A1, A2, A3, A3.5, A03, CV (Cervical Color), BW (Bleaching White)

**OPSLAG**

Voor een optimaal resultaat bewaar op een koele donkere plaats (4-25°C / 39-27,70°F).

**VERPAKKINGEN**

1. Verpakking spuitjes: Spuitje 1,3 g (0,8 mL) x 2 (in 1 kleur), 4 doseertips (naald), 2 lichtafschermkapjes

2. Verpakking dosertrips : 20 dosertrips (naald), 2 lichtafschermkapjes

3. Verpakking dosertrips : 20 dosertrips (plast), 2 lichtafschermkapjes

**WAARSCHUWING**

1. In geval van contact met het orale slijmvlies of de huid, onmiddellijk verwijderen met een sponsje of een wattenpellet gedrenkt in alcohol. Spoel na met water.

2. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met water en medisch advies innemen.

3. Let er goed op dat de patiënt het materiaal niet inslikt.

4. Niet mengen met andere gelijksoortige producten.

5. De doseertip kan niet worden gesteriliseerd in een autoclaaf of in een chemicaal.

6. Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, mondmaskers en beschermbrillen.

7. In enkele zeldzame gevallen kan het product bij bepaalde personen overgevoeligheid veroorzaken. Indien dergelijke reacties optreden, gebruik het product niet en laat langer en raadpleeg een arts.

Sommige producten waarnaar wordt verwezen in het huidige veiligheidsinformatieblad kunnen worden geclasseerd als gevaarlijk volgens GHS. Maak u vertrouwd met de veiligheidsinformatiebladen.

Inspecteer het instrument en het label direct na gebruik op beschadigingen. Gebruik het instrument niet meer indien beschadigd.

**NIET ONDERDOMPELEN.** Reinig het instrument grondig om het opdrogen en accumuleren van verontreiniging te voorkomen. Desinfecteer met een medisch geregistreerd infectie controle product welke voldoet aan de regionale / nationale richtlijnen.

Laatste herziening: 12/2019

## GRADIA™ DIRECT LoFlo

LYSHÄRDEnde FLYDANTE KOMPOZIT

GRADIA DIRECT LoFlo kan anvendes i mange forskellige situationer. Materialiet er en mikro - filler hybrid komposit resin, der er lyshårdende, afgiver fluor og med røntgenkontraster. På grund af GC's nye HDR (High Density Radiopaque Pre-Polymerized Filler) teknologi, bezit det et højt niveau af holdningsstabilitet. Den tykke (0,8 mm) fylde har nogenlunde samme holdningsstabilitet som den tørre (0,6 mm) fylde.

GRADIA DIRECT LoFlo er et lyshårdande, røntgenkontrasterende, fluoravgerende, mikroflyrd komposit med mange anvendningsmuligheder. Tack vare GC's nya HDR (High Density Radiopaque Pre-Polymerized Filler) teknologi, bidrar det till att uppnå mycket hög nötningsresistens. Den nägot teknologin gör att produkten passer perfekt till klass III & V kaviteter såväl som till fyllningar på rotator.

Skal endast användas av tandvårdsutbildad personal inom rekommenderat indikationsområde.

**REKOMMENDERADE INDIKATIONER**

1. Fyllningar i Klasse I, II, III, IV, V kaviteter (speciellt små klasse I kaviteter / overfladiske klasse V kaviteter / andre mindre kaviteter)
2. Restaurering af rodskærte
3. Restaurering af mælketeeth
4. Tunnellinjektor kaviteter
5. Behandling af hypersensitive områder
6. Liner / base / fyldning ved underskær
7. Forseling
8. Fixering af løse tænder
9. Komplement til komposit restorationer (Fig. 1)