



CoreShade GlasIonomer Base Cement

EN Instructions for use **ES** Instrucciones de uso

DE Gebrauchsanleitung **IT** Istruzioni per l'uso

FR Mode d'emploi **RU** Инструкция по применению

NL Gebruiksaanwijzing **PL** Instrukcja obsługi

03/2019-03
71324

Manufacturer

SHOFU INC.
11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine,
Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan
www.shofu.com

SHOFU DENTAL ASIA-PACIFIC PTE.LTD.
10 Science Park Road, #03-12,
The Alpha, Science Park II, Singapore
117684

SHOFU DENTAL GMBH
Am Brüll 17, 40878 Ratingen,
Germany



READ CAREFULLY
BEFORE USE

EN For Core Build-up

CoreShade GlasIonomer Base Cement is a gray radiopaque, glass ionomer core build-up material. CoreShade GlasIonomer Base Cement chemically bonds to dentin and enamel.

SHADE
GRAY

INDICATIONS

- Core build-up
- Base/Liner

PRECAUTIONS

1. Do not use this product on patients with known allergies to this material and/or glass polyalkenoate cements.
2. Operators with known allergies to this material and/or glass polyalkenoate cements should not use this product.
3. If any inflammation or other allergic reactions occur on either the patient or operator, immediately discontinue use and seek medical advice.
4. The liquid and mixture of this product should not come in contact with intraoral soft tissue, skin or eyes. In case of accidental contact with intraoral soft tissue or skin, immediately blot with alcohol moistened cotton ball and rinse with plenty of water. In case of contact with eyes, immediately flush the eyes with plenty of water and seek medical advice.
5. This product is intended for use by dental professionals only.

DIRECTIONS FOR USE

1. Cleaning of tooth surface
Thoroughly clean the tooth surface to remove plaque.
2. Cavity preparation
Prepare the cavity following the conventional method.
3. Dispensing of Powder and Liquid (standard powder/liquid ratio: 2.6 g/1.0 g)
Dispense one level small scoop of Powder and one drop of Liquid or one level large scoop of Powder and two drops of Liquid.
➤ Always use the measuring scoop provided and level off the powder for accurate dispensing.
➤ Invert the liquid bottle prior to use to dispense drops of bubble-free liquid.
➤ Remove any liquid plugging the opening of the nozzle with wet gauze etc. for accurate measuring.
➤ Tightly close the bottle caps (powder and liquid) immediately after each use.
➤ Use extra caution to keep the powder away from any moisture.
4. Mixing
Divide dispensed powder into 2 equal portions; introduce the first half to the dispensed liquid and mix for about 15-30 sec. with spatula. Then, add the remaining half and mix until it becomes homogeneous paste.

Mixing time (23±1 °C/73.4±1.8 °F)	Within 60"
Working time (23 °C/73.4 °F)	2' 30"
Setting time (37 °C/98.6 °F)	2' 30"

➤ Do not add extra liquid while mixing to prevent degradation of the performance of this material.

5. Core build-up/Base/Lining
Build up core, base or lining following the conventional method.

- When the cement mixture loses luster, apply cocoa butter to the restored area to protect from saliva contamination.
- The cement mixture turns whitish when it is contaminated with moisture immediately after application. Control moisture completely. After filling, apply varnish etc to protect from moisture contamination.
- When restored area cannot be protected from moisture completely, the surface of the set material might become opaque after contouring. Thus, apply the material oversized by about 0.5 mm.
- Do not dry the material too much to prevent micro-cracks.

NOTE ON USE

1. When taking an impression immediately after filling this material, apply vaseline to the surface to prevent surface roughness of the stone caused by acidity.
2. Do not use this product for any purposes other than specifically outlined in the INDICATIONS in these instructions for use.
3. Use this product within the expiration date indicated on the package and container.
(Example ☐ YYYY-MM-DD → Year-Month-Date of the expiration date)

STORAGE

Store at room temperature (1-30 °C/34-86 °F). Avoid high humidity. Keep away from direct sunlight.

CAUTION: US Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional.

DE Für Stumpfaufbau

VOR GEBRAUCH
SORGFÄLTIG DURCHLESEN

CoreShade-Glasionomerbasismaterial ist ein graues, radiopakes Glasionomermaterial für den Stumpfaufbau.
CoreShade-Glasionomerbasismaterial geht einen chemischen Verbund mit Dentin und Schmelz ein.

FARBE

GRAU (GRAY)

INDIKATIONEN

- Stumpfaufbau
- Unterfüllung/Liner

VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Das Produkt nicht bei Patienten mit bekannten Allergien gegen dieses Material und/oder Glaspolyalkenoatemente verwenden.
2. Behandler mit bekannten Allergien gegen dieses Material und/oder Glaspolyalkenoatemente sollten dieses Produkt nicht benutzen.
3. Falls bei Patient oder Anwender Entzündungen oder andere allergische Reaktionen auftreten, sofort den Gebrauch einstellen und ärztlichen Rat einholen.
4. Flüssigkeit und Gemisch dieses Produkts sollten nicht mit intraoralen Weichgeweben, Haut oder Augen in Kontakt kommen. Bei versehentlichem Kontakt mit intraoralen Weichgeweben oder Haut sofort mit einem mit Alkohol befeuchteten Wattebausch abtupfen und mit reichlich Wasser spülen. Bei Kontakt mit den Augen diese sofort mit reichlich Wasser spülen und ärztlichen Rat einholen.
5. Dieses Produkt ist nur für den zahnärztlichen Gebrauch vorgesehen.

GEBRAUCHSANLEITUNG

1. Reinigung der Zahnoberfläche
Die Zahnoberfläche gründlich reinigen, um den Zahnbeflag zu entfernen.
2. Kavitätenträger
Die Kavität nach dem herkömmlichen Verfahren präparieren.
3. Dosierung von Pulver und Flüssigkeit (Standardverhältnis Pulver/Flüssigkeit: 2.6 g/1.0 g)
Einen kleinen gestrichenen Löffel Pulver und einen Tropfen Flüssigkeit oder einen großen gestrichenen Löffel Pulver und zwei Tropfen Flüssigkeit entnehmen.
➤ Stets den beiliegenden Messlöffel verwenden und das Pulver für eine exakte Dosierung abstreichen.
➤ Die Flüssigkeitsflasche vor Gebrauch auf den Kopf stellen, um blasenfreie Tropfen auszubringen.
➤ Für eine exakte Dosierung eventuell eingetrocknete Flüssigkeit an der Flaschenöffnung mit feuchter Gaze o. Ä. entfernen.
➤ Nach jedem Gebrauch die Verschlusskappen der Flaschen (Pulver und Flüssigkeit) sofort wieder fest anbringen.
➤ Sorgfältig darauf achten, dass das Pulver vor Feuchtigkeit geschützt ist.
4. Mischung
Das entnommene Pulver in 2 gleich große Mengen teilen; erst eine Hälfte in die entnommene Flüssigkeit geben, und 15 bis 30 Sek. mit dem Spatel vermischen. Dann die verbleibende Hälfte zugeben und so lange mischen, bis eine homogene Paste entsteht.

Mischzeit (23 ± 1 °C)	Innerhalb von 60"
Verarbeitungszeit (23 °C)	2' 30"
Abbindezeit (37 °C)	2' 30"

➤ Während des Mischvorgangs keine zusätzliche Flüssigkeit hinzufügen, damit die Leistungsfähigkeit des Materials nicht beeinträchtigt wird.

5. Stumpfaufbau/Unterfüllung/Lining
Den Stumpfaufbau, die Unterfüllung oder das Lining erfolgen nach der herkömmlichen Methode.
➤ Wenn die Zementmischnung den Glanz verliert, Kakaobutter zum Schutz vor Verunreinigung durch Speichel auf den restaurierten Bereich auftragen.
➤ Die Zementmischnung wird weißlich, wenn sie unmittelbar nach der Anwendung durch Feuchtigkeit verunreinigt wird. Feuchtigkeit vollständig kontrollieren. Nach dem Füllen Lack usw. zum Schutz vor Verunreinigung durch Feuchtigkeit auftragen.
➤ Wenn der restaurierte Bereich nicht vollständig vor Feuchtigkeit geschützt werden kann, kann die Oberfläche des Füllmaterials nach dem Konturieren trüb werden. Daher ist das Material mit einem Überschuss von etwa 0.5 mm aufzutragen.
➤ Das Material nicht zu stark trocknen, um Mikrorisse zu vermeiden.

HINWEISE ZUM GEBRAUCH

1. Wird unmittelbar nach dem Auffüllen dieses Materials ein Abdruck genommen, Vaseline auf die Oberfläche auftragen, um durch den Säuregehalt verursachte Oberflächenrauigkeit des Steins zu vermeiden.
2. Das Produkt ausschließlich für die im Abschnitt INDIKATIONEN dieses Beipackzettels genannten Anwendungen verwenden.
3. Das Produkt nur bis zu dem auf Packung und Behälter angegebenen Verfallsdatum verwenden.
(Beispiel ☐ JJJJ-MM-TT → Jahr-Monat-Tag des Verfallsdatums)

LAGERUNG

Bei Zimmertemperatur lagern (1-30 °C). Hohe Feuchtigkeit vermeiden. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

FR Reconstitution de faux moignons

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT USAGE

Le ciment de base GlasIonomer CoreShade est un matériau de reconstitution coronaire en verre ionomère, radio-opaque gris. Le ciment de base GlasIonomer CoreShade se lie chimiquement à la dentine et à l'émail.

TEINTE

GRIS (GRAY)

INDICATIONS

- Reconstitution coronaire
- Base/Revêtement

PRÉCAUTIONS

1. Ne pas utiliser ce produit pour des patients atteints d'allergies connues à ce matériau et/ou aux ciments de verre polyalkenoates.
2. De même, le personnel atteint d'allergies connues à ce matériau et/ou aux ciments de verre polyalkenoates ne devra pas les manipuler.
3. Si le patient ou le personnel présente une inflammation ou toute autre réaction allergique, interrompre immédiatement l'utilisation et consulter un médecin.
4. Le liquide et le mélange de ce produit ne doivent pas entrer en contact avec les tissus mous intra-oraux, la peau ou les yeux. En cas de contact accidentel avec les tissus mous intra-oraux ou la peau, essuyer immédiatement avec un coton imbibé d'alcool et rincer à l'eau courante. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement les yeux à l'eau courante et consulter un médecin.
5. Ce produit est exclusivement réservé à un usage dentaire professionnel.

MODE D'EMPLOI

1. Nettoyage de la surface dentaire
Nettoyer soigneusement la surface dentaire pour retirer la plaque.
2. Préparation de la cavité
Préparer la cavité de façon conventionnelle.
3. Dosage de la poudre et du liquide (proportion standard poudre/liquide : 2.6 g/1.0 g)
Préparer une petite cuillère de poudre et une goutte de liquide ou une grande cuillère de poudre et deux gouttes de liquide.
➤ Toujours utiliser la cuillère-mesure fournie et niveler la poudre pour une préparation précise.
➤ Retourner le flacon de liquide avant toute utilisation pour verser des gouttes de liquide sans bulle.
➤ Éliminer tout résidu de liquide obstruant l'ouverture de la buse avec de la gaze humide, etc. pour une mesure précise.
➤ Bien refermer les bouchons des flacons (poudre et liquide) immédiatement après chaque utilisation.
➤ Faire très attention à bien garder la poudre à l'abri de toute humidité.

4. Mélange

Diviser la préparation de poudre en 2 parts égales ; ajouter la première moitié au liquide préparé et mélanger pendant environ 15 à 30 secondes avec la spatule. Puis, ajouter l'autre moitié et mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène.

Temps de mélange (23±1 °C)	Dans les 60"
Temps de travail (23 °C)	2' 30"
Réglage de la durée (37 °C)	2' 30"

➤ Ne pas ajouter de liquide pendant le mélange afin d'éviter toute dégradation de la performance de ce produit.

5. Reconstitution coronaire/Base/Revêtement

Reconstitution coronaire, base ou revêtement selon la méthode conventionnelle.

➤ Lorsque le mélange de ciment perd de son éclat, appliquer du beurre de cacao sur la surface restaurée afin de la protéger de toute contamination par la salive.

➤ Le mélange de ciment devient blanchâtre lorsqu'il est exposé à l'humidité immédiatement après l'application. Contrôler complètement l'humidité. Après le remplissage, appliquer du vernis, etc. afin de protéger de toute exposition à l'humidité.

➤ Lorsque la surface restaurée ne peut pas être complètement protégée de l'humidité, la surface du matériau appliquée peut devenir opaque après le modelage. Appliquer alors le matériau avec un excès d'environ 0,5 mm.

➤ Ne pas trop sécher le matériau pour empêcher les microfissures.

REMARQUES

1. Lorsque vous prenez une empreinte immédiatement après le remplissage avec ce matériau, appliquer de la vaseline sur la surface pour empêcher l'apparition de rugosité sur la surface de la pierre causée par l'acidité.
2. Ne pas utiliser ce produit à d'autres fins que celles mentionnées à la section INDICATIONS du présent mode d'emploi.
3. Utiliser ce produit avant la date d'expiration indiquée sur l'étiquette et l'emballage.
(Exemple ☐ AAAA-MM-JJ → Année-Mois-Jour de la date d'expiration)

STOCKAGE

Conserver à température ambiante (1-30 °C). Éviter une forte humidité. Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil.

NL Voor stompopbouw

LEES ZORGVULDIG VOOR GEBRUIK

CoreShade GlasIonomer Base Cement is een grijs radiopaak, glasionomeer stompopbouwmateriaal. CoreShade GlasIonomer Base Cement hecht chemisch aan dentine en email.

TINT

GRJS (GRAY)

INDICATIES

- Stompopbouw
- Basis/voering

VOORZORGSMAAATREGELLEN

1. Gebruik dit product niet bij patiënten met een bekende allergie voor dit materiaal en/of glaspolyalkenoatcement.
2. Gebruikers met een bekende allergie voor dit materiaal en/of glaspolyalkenoatcement mogen dit product niet gebruiken.
3. Als een ontsteking of een andere allergische reactie ontstaat bij de patiënt of de gebruiker, dient het gebruik onmiddellijk te worden gestopt en moet medisch advies worden ingewonnen.
4. De vloeistof en het mengsel van dit product mogen niet in contact komen met intraorale zachte weefsels of met de huid omdat onmiddellijk met een met alcohol bevochtigd watje wordt gedekt en met veel water worden gespoeld. Bij contact met de ogen moeten deze onmiddellijk met veel water worden gespoeld en moet medisch advies worden ingewonnen.
5. Dit product is bedoeld om uitsluitend door tandartsen te worden gebruikt.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Reinigen van het tandoppervlak
Reinig het oppervlak van het element grondig om de plak te verwijderen.
2. Voorbereiden van de caviteit
Prepareer de caviteit op conventionele wijze.
3. Doseren van poeder en vloeistof (standaard poeder/vloeistof-verhouding: 2.6 g/1.0 g)
Doseer één afgestreken klein scheepje poeder en één druppel vloeistof of één afgestreken grote scheepje poeder en twee druppels vloeistof.
➤ Gebruik altijd het meegeleverde maatscheepje en strijk de poeder af voor een nauwkeurige dosering.
4. Verwijder eventuele vloeistof die de opening van de fles verstopt met nat gaas enz. voor nauwkeurige meting.
➤ Draai de doppen van de flessen (poeder en vloeistof) onmiddellijk na gebruik stevig dicht.
5. Mengen
Verdeel gedoseerde poeder in 2 gelijke porties; voeg de eerste helft samen met de gedoseerde vloeistof en meng ongeveer 15-30 sec. met een spatel. Voeg vervolgens de resterende helft toe en meng totdat het een homogeen pasta wordt.

Mengtijd (23 ± 1 °C)	Binnen 60"
Werkijd (23 °C)	2' 30"
Uithardtijd (37 °C)	2' 30"

➤ Voeg geen extra vloeistof toe tijdens het mengen om te voorkomen dat de prestaties van dit materiaal afnemen.

5. Stompopbouw/Basis/Voering

Bouw stomp, basis of voering op volgens de conventionele methode.

➤ Wanneer het cementmengsel glans verliest, breng dan cacaoboer aan op het herstelde oppervlak om het te beschermen tegen speekelsbesmetting.

➤ Het cementmengsel wordt witachtig wanneer het onmiddellijk na toepassing wordt besmet met vocht. Zorg voor volledige vochtbeheersing. Breng na het vullen lak aan om te beschermen tegen vochtbesmetting.

➤ Wanneer het herstelde oppervlak niet volledig tegen vocht kan worden beschermd, wordt het oppervlak van het uitgeharde materiaal mogelijk opaak na contouren. Breng daarom ongeveer 0,5 mm materiaal extra aan.

➤ Droog het materiaal niet te veel om micro-barsten te voorkomen.

AANWIJZINGEN BIJ HET GEBRUIK

▶ Rimuovere qualsiasi liquido che ostruisca l'apertura dell'ugello con una garza umida ecc. per un'accurata misurazione.

▶ Chiudere bene i tappi dei flaconi (polvere e liquido) immediatamente dopo ogni utilizzo.

▶ Prestare particolare attenzione per tenere la polvere lontana da qualsiasi umidità.

4. Miscelazione

Dividere la polvere prelevata in 2 parti uguali; aggiungere la prima metà al liquido erogato e miscelare per circa 15-30 sec. con la spatola. Quindi aggiungere la metà restante e miscelare finché diventa una pasta omogenea.

Tempo di miscelazione ($23 \pm 1^{\circ}\text{C}$)	Entro 60"
Tempo di lavorazione (23°C)	2' 30"
Tempo di impostazione (37°C)	2' 30"

▶ Non aggiungere ulteriore liquido durante la miscelazione per evitare la degradazione della prestazione di questo materiale.

5. Ricostruzione di monconi/sottofondo/rivestimento

Ricostruire il moncone, applicare il sottofondo o il rivestimento della cavità seguendo il metodo convenzionale.
▶ Quando la miscela di cemento perde lucentezza, applicare burro di cacao sull'area restaurata per proteggerla dalla contaminazione della saliva.

▶ La miscela di cemento diventa biancastra quando viene contaminata dall'umidità subito dopo l'applicazione. Controllare completamente l'umidità. Dopo il riempimento, applicare vernice ecc. per proteggere dalla contaminazione dell'umidità.

▶ Quando non è possibile proteggere completamente dall'umidità l'area restaurata, la superficie del materiale posizionato potrebbe diventare opaca al termine della sagomatura. Pertanto applicare il materiale sovrademisurato di circa 0,5 mm.

▶ Non asciugare eccessivamente il materiale per prevenire microfratture.

NOTE SULL'USO

- Quando si prende un'impronta subito dopo il riempimento con questo materiale, applicare vaselina sulla superficie per evitare che la superficie del gesso risulti ruvida a causa dell'acidità.
- Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi da quelli specificamente indicati nella sezione INDICAZIONI di queste istruzioni per l'uso.
- Utilizzare il prodotto entro la data di scadenza indicata sulla confezione e sul contenitore.
(Esempio ☐ AAAA-MM-GG → Anno-Mese-Giorno della data di scadenza)

CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura ambiente ($1-30^{\circ}\text{C}$). Evitare l'umidità elevata. Tenere lontano dalla luce diretta del sole.

RU Для наращивания культи зуба

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ

CoreShade Glaslonomer Base Cement является рентгеноконтрастным стеклономерным материалом серого цвета для наращивания культи зуба. CoreShade Glaslonomer Base Cement химически связывается с дентином и эмалью.

ОТТЕНОК

СЕРЫЙ (GRAY)

ПОКАЗАНИЯ

- ▶ Наращивание культи зуба
▶ Прокладка/Винир

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не следует применять данный продукт для пациентов, у которых ранее наблюдалась аллергические реакции на этот материал и/или стеклономерные цементы.
- Персонал, у которого ранее наблюдалась аллергические реакции на этот материал и/или стеклономерные цементы, не должен использовать этот продукт.
- При возникновении у персонала или пациента воспалительных или других аллергических реакций следует немедленно прекратить применение данного продукта и обратиться за консультацией к врачу.
- Жидкость и смесь этого продукта не должны вступать в контакт с внутритробными мягкими тканями, кожей или глазами. При случайном контакте с внутритробными мягкими тканями или с кожей следует немедленно промыть ватным тампоном пропитанным спиртом и прополоскать большим количеством воды. При контакте с глазами необходимо немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться за консультацией к врачу.
- Этот продукт предназначен только для применения специалистами в стоматологии.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Очистка поверхности зуба
Щеткой очистите поверхность зуба от отложений.
- Препарирование карийозной полости
Препарировать полость обычным способом.
- Дозирование порошка и жидкости (стандартное соотношение порошка/жидкости: 2,6 г/1,0 г)
Смешайте одну маленькую мерную ложку порошка и одну каплю жидкости или одну большую мерную ложку порошка и две капли жидкости.
- Обязательно используйте предоставленную мерную ложку и удалите избыток порошка с ложки для точного дозирования.
- Перед использованием, переверните бутылку с жидкостью вверх дном, чтобы получить капли из жидкости без пузырьков.
- Для более точного измерения устранимое возможное закупоривание носика флякона при помощи влажной марли и т. д.
- Плотно закрывайте крышки фляконов (с порошком и с жидкостью) сразу же после каждого использования.
- Тщательно следите за тем, чтобы порошок был защищен от попадания влаги.
- Смешивание
Разделите подготовленный порошок на 2 равные части; введите первую половину в подготовленную жидкость и перемешайте в течение примерно 15-30 сек. шпателем. После этого добавьте оставшуюся половину и смешайте до получения однородной пасты.

Время смешивания ($23 \pm 1^{\circ}\text{C}$)	В течение 60"
Рабочее время (23°C)	2' 30"
Время отверждения (37°C)	2' 30"

▶ Для предотвращения ухудшения эффективности данного материала не добавляйте дополнительную жидкость во время смешивания.

5. Наращивание культи зуба/Прокладка/Винир

Наращивание культи зуба, прокладка или винир с соблюдением стандартной методики.

▶ После того как цементная смесь потеряет блеск нанесите масло какао в области реставрации для защиты от загрязнений сплошной.

▶ В случае попадания влаги сразу после нанесения цементная смесь становится белесой. Полностью контролируйте содержание влаги после заполнения, нанесения лака и т. д., чтобы защитить от нее материал.

▶ Если область реставрации невозможно защитить от попадания влаги, то после контурной обработки отверженный материал может стать матовым. Поэтому количество материала должно быть увеличено примерно на 0,5 мм.

▶ Не пересушивайте материал для предотвращения образования микротрещин.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- При выполнении оттиска сразу после заполнения этим материалом нанесите на поверхность вазелин для предотвращения образования шероховатой поверхности под действием кислоты.
- Продукт следует применять исключительно для целей, указанных в разделе ПОКАЗАНИЯ этой инструкции по применению.
- Данный продукт следует использовать только до истечения срока годности, указанного на упаковке и емкости.
(Пример ☐ ГГГГ-ММ-ДД → год-месяц-дата окончания срока годности)

ХРАНЕНИЕ

Хранить при комнатной температуре ($1-30^{\circ}\text{C}$). Избегайте мест с повышенной влажностью. Храните вдали от прямых солнечных лучей.

PL Do odbudowy zrębu

NALEŻY DOKŁADNIE
PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCİEM

CoreShade Glaslonomer Base Cement jest szarym, widocznym na zdjęciach rentgenowskich, szkło-jonomerowym materiałem do odbudowy zrębu. CoreShade Glaslonomer Base Cement chemicznie wiąże się z zębami i szkliwem.

ODCIEŃ

SZARY (GRAY)

WSKAZANIA

- ▶ Odbudowa zrębu
▶ Podkład/Wyścielenie ubytku

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie należy używać tego produktu u pacjentów z rozpoznana alergią na ten materiał i/lub cement szkło-jonomerowy.
- Niniejszego produktu nie powinno stosować operatorzy z rozpoznana alergią na ten materiał i/lub cementy szkło-jonomerowe.
- W przypadku wystąpienia u pacjenta lub operatora stanu zapalnego lub innego rodzaju reakcji alergicznej, należy niezwłocznie zaprzestać stosowania i zasięgnąć porady lekarza.
- Należy unikać kontaktu plynu lub mieszaniny z miękkimi tkankami jamy ustnej, skóry lub oczu. W sytuacji przypadkowego kontaktu z miękkimi tkankami jamy ustnej lub skórą należy natychmiast przetrzeć skórę klejką waty zwilżonej alkoholem i spłukać dużą ilością wody. W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przemyć ją dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez lekarzy dentystów.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

- Oczyszczenie powierzchni zęba
Należy dokładnie oczyścić powierzchnię zęba z płytka nazebnej.
- Opracowanie ubytku
Należy opracować ubytek w konwencjonalny sposób.
- Dozowanie proszku oraz płynu (standardowa proporcja proszku/płynu: 2,6 g/1,0 g)
Należy odmierzyć jedną płaską małą łyżeczkę proszku i jedną kropkę płynu lub jedną płaską dużą łyżeczkę proszku i dwie kropki płynu.
▶ Zawsze należy używać załączonej łyżeczki do odmierzania proszku i splaszczać poziom proszku w celu dokładnego dozowania.
▶ Butelek należy przed użyciem odwrócić, aby odmierzyć kropki bez pęcherzyków powietrza.
▶ Usunąć jakiekolwiek ślady zaschniętego płynu w otworze końcowki mokrej gązki itp., aby odmierzyć odpowiednią ilość płynu.
▶ Należy szczególnie zamknąć zakrtki butelek (proszku i płynu) natychmiast po każdym użyciu.
▶ Zastosować dodatkowe środki ostrożności, aby proszek nie znajdował się blisko wilgoci.
- Mieszanie
Należy podzielić odmierzony proszek na dwie jednakowe porcje; wprowadzić pierwszą połowę do odmierzonej ilości płynu i mieszać przez 15-30 sek. szpatulką. Następnie dodać pozostałą połowę i mieszać, aż powstanie jednolita pasta.

Czas mieszania ($23 \pm 1^{\circ}\text{C}$)	W granicach 60"
Czas pracy (23°C)	2' 30"
Czas wiązania (37°C)	2' 30"

▶ Nie dodawać dodatkowego płynu podczas mieszania, aby zapobiec pogorszeniu działania materiału.

5. Odbudowa zrębu/Podkład/Wyścielenie ubytku

Wykonywać odbudowę zrębu, podkład lub wyścielenie ubytku w konwencjonalny sposób.

- ▶ Gdy mieszana cementu straci polski, nałożyć masło kakaowe na odbudowany obszar, aby zabezpieczyć przed działaniem silny.
- ▶ Mieszana cementu staje się biaława, gdy bezpośrednio po nałożeniu zostanie zanieczyszczona wilgocią.
Należy całkowicie kontrolować wilgotność. Po wypełnieniu nałożyć lakier itp., aby zabezpieczyć przed działaniem wilgoci.
- ▶ Gdy odbudowanego obszaru nie można całkowicie zabezpieczyć przed wilgocią, po konturowaniu powierzchnia związanego materiału może stać się matowa. Dlatego należy nałożyć około 0,5 mm więcej materiału.
▶ Nie suszyć materiału zbyt mocno, aby zapobiec mikropęknięciom.

UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Podczas wykonywania odcisku natychmiast po wypełnieniu tym materiałem, należy nałożyć wazelinę na powierzchnię, aby zapobiec chropowatości kamienia spowodowanej kwasowością.
- Nie należy używać tego produktu do celów innych niż w zalecenach zawartych w punkcie WSKAZANIA w niniejszej instrukcji obsługi.
- Stosować produkt zgodnie z datą ważności podaną na opakowaniu i pojemniku.
(Przykład ☐ RRRR-MM-DD → Rok-Miesiąc-Dzień terminu ważności)

PRZECHOWYWANIE

Należy przechowywać w temperaturze pokojowej ($1-30^{\circ}\text{C}$). Unikać wysokiej wilgotności. Trzymać z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

RO Pentru construcția bontului

A SE CITU CU ATENȚIE
ÎNAINTE DE UTILIZARE

Cimentul de bază CoreShade Glaslonomer este un material pentru construcția bontului, (and then place a comma after: bontului) din ionomer de stică de culoare gri, radioopac. Cimentul de bază CoreShade Glaslonomer se lipeste chimic pe dentină și smalt.

NUANTĂ

GRI (GRAY)

INDICAȚII

- ▶ Bitte aendern: Construcția bontului

▶ Bază/Liner

PRECAUTII

- Nu utilizati acest produs la pacientii cu alergii cunoscute la acest material și/sau cimenturi poli acenoate de stică.
- Produsul nu trebuie utilizat de către personalul cabinetului stomatologic cu alergii cunoscute la acest material și/sau la cimenturi poli acenoate de stică.
- În cazul inflamației sau apariției oricărui reacții alergice la pacient sau la personalul cabinetului stomatologic, se

va opri imediat utilizarea și se va consulta medicul.

- Lichidul și amestecul acestui produs nu trebuie să intre în contact cu tesuturile intraorale moi, cu pielea sau cu ochii. În cazul contactului accidental cu tesuturile intraorale moi sau cu pielea, săgeți imediat cu tamponare de Brite aendern: vătă imbărat în alcool și clătiți cu apă din abundență. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat ochii cu apă din abundență și consultați un medic.
- Acest produs este destinat exclusiv utilizării de către specialiști în specialitatea în domeniul stomatologiei.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Curățarea suprafetei dintelui

Curățați temeinic suprafața dintelui pentru a îndepărta placă.

2. Pregătirea cavitații

Pregătiți cavitatea pe baza metodei convenționale.

3. Distribuire pudrei și Lichidului (raport standard pudră/lichid: 2,6 g/1,0 g)

Distribuții o lingură rasă de Pudră și o picătură de Lichid sau o lingură rasă de Pudră și două picături de Lichid.

▶ Utilizați întotdeauna lingură de măsurare furnizată și nivelati pudra pentru a distribuire precisă.

▶ Înțearciți sticla cu lichid imediat de utilizare a distribuitorului și încărcați lichidul care acoperă deschiderea deuzii cu un tifon umed etc. pentru o măsurare precisă

▶ Strângăți ferm capacetele sticilor (de pudră și de lichid) imediat după fiecare utilizare.

▶ Fiți extrem de atenți pentru a fine pudra departe de orice urmă de umzeală.

4. Amestecarea

Împărtăți pudra distribuită în două porții egale; introduceți prima jumătate în lichidul distribuit și amestecați pentru aproximativ 15-30 de secunde cu o spatulă. Apoi, adăugați jumătatea rămasă și amestecați până se obține o pastă omogenă.

Tempo de amestecare ($23 \pm 1^{\circ}\text{C}$)	Până la 60"
Tempo de lucru (23°C)	2' 30"
Tempo de aplicare (37°C)	2' 30"

▶ Nu adăugați lichid în timp ce amestecați, pentru a preveni degradarea performanței acestui material.

5. Construcția bontului/Bază/Căptușire

Construiește bontul, bază sau căptuseala urmând metoda convențională.

▶ Când amestecul de ciment își pierde luciu, aplicați unt de cacao pe zona restaurată pentru a proteja de salivă.

▶ Amestecul de ciment devine albicioz și când este imbibat cu umzeala imediat după aplicare. Preveniți complet umzeala. Bitte aendern: După modelare, aplicați lac etc. pentru a proteja cimentul de umzeala.

▶ Când zona restaurată nu poate fi protejată complet de umzeala, suprafața materialului aplicat poate deveni opacă după modelare. De aceea, aplicați materialul cu un surplus de aproximativ 0,5 mm.

▶ Nu uscați materialul prea mult pentru a evita microfisuri.

OBSERVAȚII PRIVIND UTILIZAREA

- Când efectuați o amprentă imediat după modelarea acestui material, aplicați vaselină pe suprafață pentru a preveni rugozitatea suprafeței de ciment, (and then place a comma after: ciment) cauzată de aciditate.
- Nu utilizați produsul în alte scopuri alte decât cele specificate în INDICAȚIILE din cadrul acestor instrucțiuni de utilizare.
- Utilizați