


Success starts and ends with the details.  
We've got you covered.



# Liquid Dispensers



AquaSpense

AquaSpense SL

## What are you weighting for?

Precision equals performance. That's why our liquid dispensers deliver incomparable accuracy for gypsum, investment powder, water and special liquids. All so you can say goodbye to human error and variability for good.

### AQUASPENSE WATER DISPENSER

- Water can be drawn from large container or supplied 1 liter bottle
- Can be used with many gypsums – not restricted by dispensing powder
- Programmable memory for 15 settings

ITEM NO.	DESCRIPTION
09560	(115V/60Hz)
09561	(230V/50Hz)



### AQUASPENSE SL WATER/SPECIAL LIQUID DISPENSER

- May be used as water only for gypsum
- Standardizes water to special liquid percentage
- Use with gypsum liquid additives
- Programmable memory for 15 settings

ITEM NO.	DESCRIPTION
09550	(115V/60Hz)
09551	(230V/50Hz)

Dimensions	Weight	Scale Capacity	Standard Compliance
11 3/4" W x 24 1/4" H x 13 1/8" D	20.5 lb.	1,200 grams	ETL listed USA & Canada



Available on shipments in U.S. and Canada only.



# Vacuum Mixing

## Less is definitely more.

Versatile, compact and completely unmatched. Our programmable, multi-stage mixing allows you to mix a variety of gypsums, plasters and investment. And with its oil-less design, our adaptable mixer is virtually maintenance-free.



VPM2

VPMmini

### VPM2

- Pre-mix stage blends powder and liquid eliminating the need to hand spatulate
- Program settings include: pre/post vacuum, time, speed and paddle direction
- Up to 30 separate programs
- Digital LCD display
- Wall-mount or use with stand
- Hands-free design allows technician to multi-task
- Inlet filter prevents material from entering vacuum pump
- Maintenance free, oil-less design
- Compatible with 4 sizes of mixing bowls (150g–1000g capacity)

#### ITEM NO. DESCRIPTION

29340	Complete with stand and 500 mL Vac-U-Mixer (115V/60Hz)
29341	Complete with wall bracket and 500 mL Vac-U-Mixer (230V/50Hz)

#### Parts & Accessories

##### ITEM NO. DESCRIPTION

29343	Stand
29342	Wall Bracket

Dimensions	Weight	Mixing Speed	Mixing Time	Standard Compliance
7.5" W x 23.5" H x 10.5" D	45 lbs.	100 – 500 RPM	up to 4.25 min	UL & CUL Listed



Available on shipments in U.S. and Canada only.



All mixers shown comply with these standards.



Vacuum holds the Vac-U-Mixer to the unit for hands-free mixing.

### VPMmini

- 99 custom programs
- Compatible with VPM2 mixing bowl drive nuts
- Can be wall-mounted or stand-mounted
- Strong vacuum holds bowl in position
- Comes Complete with 500 mL Vac-U-Mixer (item no. 29345)
- Compatible with all VPM2 Vac-U-Mixers

#### ITEM NO. DESCRIPTION

29400	VPMmini Vacuum Mixer (115V/60HZ with Stand)
29401	VPMmini Vacuum Mixer (115V/60HZ with wall bracket)

#### Parts & Accessories

##### ITEM NO. DESCRIPTION

29343	Stand
29342	Wall Bracket

Dimensions	Weight	Mixing Speed	Mixing Time	Standard Compliance
6.25" W x 21.75" H x 10.25" D	23 lbs.	100 – 500 RPM	up to 15.9 min	UL & CUL Listed

#### Vac-U-Mixers

##### ITEM NO. DESCRIPTION

29344	#4485 300 mL (150 g capacity)
29345	#6585 500 mL (350 g capacity)
29346	#6685 875 mL (650 g capacity)
29348	#7685 1200 mL (1000 g capacity)





Vacuum Power Mixer Plus

Combination Unit

## Rugged performance, year after year.

Why do our mixers stand the test of time? Because that's how we designed them. Whether it's the single drive speed of the Vacuum Mixer Plus or the dual drive shaft design of the Combination Unit, our mixers are as rugged as they are innovative.

### VACUUM POWER MIXER PLUS

- Single speed (425 RPM) for consistent, bubble-free mixes of investment

ITEM NO.	DESCRIPTION
29181	Complete with 500 mL and 300 mL Vac-U-Mixers and 2-1/4 ft. Plastic Tubing and Connections (115V/60Hz)
29866	(230V/50Hz)

### COMBINATION UNIT

- Two drive shafts allow rotation at different speeds
- A slower speed for all mixing purposes, with or without vacuum

ITEM NO.	DESCRIPTION
08265	Complete with 200 mL Vac-U-Spat, 500 mL Vac-U-Mixer (115V/60Hz), and accessories: see below
18082	(230V/50Hz)

#### Accessories for Vacuum Power Mixer Plus and Combination unit

ITEM NO.	DESCRIPTION
04085	2 Inlay Rings 1-1/4" O.D. x 1-3/8" high
04081	2 Rubber Crucible Formers 1-1/4" diameter
04079	1 Tube Lubriplate (for "O" Rings and Shaft)
05700	1 2-1/4' Plastic Tubing with Connections, Water Graduate, Sticky Wax
06149	#6380 works with Vacuum Power Mixer Plus or Combination Unit

A Vac-U-Mixer is no ordinary mixing bowl. The unique blades and cutouts have been designed to mix gypsum, investment and even alginate materials evenly and efficiently. You can expect dense, detailed and smooth models, castings, pressed ceramics and impressions when you use any of the Vac-U-Mixers.



## FLEXIBLE VAC-U-MIXER

- Crack and release with just a firm squeeze without damaging the bowl
- Use with VPM2, Vacuum Power Mixer Plus and Combination Unit

ITEM NO.	DESCRIPTION
15665	#6720 350g for use with Vacuum Power Mixer Plus and Combination Unit (Lid and Paddle Assembly included)
29352	#6785 350g for use with VPM2 (Lid and Paddle Assembly included)
15667	#6750 650g for use with Vacuum Power Mixer Plus and Combination Unit (Lid and Paddle Assembly included)
29355	#6790 650g for use with VPM2 (Lid and Paddle Assembly included)
15680	#6711 Spatula



## VAC-U-CARE MAINTENANCE KIT

When it comes to taking care of any kind of machinery or equipment, we all know a little prevention goes a long way. If your vacuum gauge is not reading as high as it should or your tubing is yellow and oily, it's time to order a Vac-U-Care Maintenance Kit.

ITEM NO.	DESCRIPTION
28398	#5700 Tubing and Connections, #6010 Vanes, #4008 O Ring #1 (pkg. 6), #4079 Lubriplate (1 tube), #6012-15 Felt Set for Oiler Unit, #6012-4 Wick, #6040 Cork Gasket, 4 oz. Lubricant



## VAC-U-MIXER

- Studies have shown that worn bowls can affect the expansion rate in investments. Replacing worn bowls can improve productivity.

ITEM NO.	DESCRIPTION
08664	#6400 – 200 mL (100 g) – 2 Scoops of Alginate* with #6406 Paddle Assembly and Drive Nut #6375
08672	#6400 – 200 mL (100 g) with #4007 Paddle Assembly and #4109 Drive Nut
07595	#4002 – Plastic Bowl (200 mL) 2-7/8" I.D. x 2" Deep
08710	#4450 – 300 mL (150 g) – 3 Scoops of Alginate* with #4458 Teflon Paddle Assembly and #6375 Drive Nut
08702	#4450 – 300 mL (150 g) with #4455 Paddle Assembly and #6375 Drive Nut
08729	#4450 – 300 mL (150 g) with #4507 Paddle Assembly and #4109 Drive Nut
07609	#4452 – Plastic Bowl (300 mL) 2-7/8" I.D. x 3" Deep
08761	#6500 – 500 mL (350 g) with #6506 Paddle Assembly and #6375 Drive Nut
08818	#6500 – 500 mL (350 g) – 5 Scoops of Alginate* with #6508 Flat Paddle Assembly and #6375 Drive Nut
08788	#6500 – 500 mL (350 g) with #6507 Paddle Assembly and #4109 Drive Nut
08974	#6502 – Plastic Bowl (500 mL) 3-3/4" I.D. x 2-3/4" Deep
08834	#6600 – 875 mL (800 g) with #6606 Paddle Assembly and #6375 Drive Nut
09032	#6602 – Plastic Bowl (875 mL) 3-3/4" I.D. x 5-1/4" Deep
08842	#7600 – 1200 mL (1000 g) – Stainless Steel Bowl and Lid
09067	#7602 – Stainless Steel Bowl 4-1/4" I.D. x 5-1/2" Deep

\*Flat and Teflon paddles are recommended for alginates. To avoid contamination, separate Vac-U-Mixers should be used for investments, alginates and gypsum materials.



# Model Trimmers



3/4 HP Model Trimmer

## Trimmers with some teeth.

Get it all so you can trim it all. With a powerful design and easy operation, our heavy duty wet model trimmers provide the high performance, safety, durability and longevity Whip Mix is known for.



### 3/4 HP MODEL TRIMMER

- Heavy-duty 3/4 HP model trimmers operate at a full 1,800 RPM
- Self-cleaning design prevents stone or plaster build-up
- Safety "trip-to-off" switch stops motor if door is opened or in the event of power failure
- Single-clasp, easy-to-open door



Available on shipments in U.S. and Canada only.

ITEM NO.	DESCRIPTION
09650	Equipped with a Two-Position Stainless Steel Work Table and a 12" x 1/4" Coarse Abrasive Wheel (115V/60Hz, 3/4 HP)



10" Trimmer

12" Trimmer

### 10" AND 12" TRIMMERS

- Excellent cutting action
- Cast aluminum housing with removable clean-out plugs for easy cleaning
- Quick opening hinged front cover held by single nut

ITEM NO.	DESCRIPTION	Item No.	Description
09474	10" Model Trimmer equipped with Two-Position Work Table and 10" x 1/4" Coarse Abrasive Wheel (115V/60Hz, 1/3 HP)	09512	Deluxe 12" Model Trimmer* equipped with Fully Adjustable Work Table and Coarse Abrasive Wheel (115V/60Hz, 1/2 HP)
28029	(230V/50Hz, 1/3 HP)	21644	(230V/50Hz, 1/2 HP)
09644	12" Model Trimmer equipped with Fully Adjustable Work Table and 12" x 1/4" Coarse Abrasive Wheel (115V/60Hz, 1/2 HP)	25143	Diamond Deluxe 12" Model Trimmer* equipped with Fully Adjustable Work Table and Blue Wonder™ Diamond Wheel (115V/60Hz, 1/2 HP)
22691	(230V/50Hz, 1/2 HP)	25178	(230V/50Hz, 1/2 HP)

### 12" ORTHODONTIC TRIMMER

- Designed to simplify the trimming of casts
- Adjustable Orthodontic Work Table including Vertisquare, Angle Guide and Coarse Abrasive Wheel



12" Orthodontic Trimmer

ITEM NO.	DESCRIPTION
09601	Equipped with Orthodontic Work Table and Coarse Abrasive Wheel (115V/60Hz, 1/2 HP)
20753	(230V/50Hz, 1/2 HP)

\*Trimmer accessories include Electric Water Valve, Water Spray Attachment and Splash Shield



## High end tools at your service.

Whip Mix accessories deliver higher performance and easier use. They are precision engineered to be that way. You depend on high performance equipment, you depend on Whip Mix.



### WATER SPRAY ATTACHMENT

A lever-operated water spray head for easy cleaning of casts.

ITEM NO.	DESCRIPTION
12939	Lever-operated water spray head

### SPLASH SHIELD

Clear plastic shield provides protection from water spray/debris.

ITEM NO.	DESCRIPTION
22372	Clear plastic shield

### ORTHODONTIC WORK TABLE

A precision-calibrated, easily adjustable work table offering near vertical cutting force. Comes with durable Vertisquare, Angle Guide and Template. Fits 12" size.

ITEM NO.	DESCRIPTION
12777	Precision-calibrated work table

### ELECTRIC WATER VALVE

Regulates water supply in conjunction with the trimmer's on/off switch, saving water and eliminating constant flow adjustment.

ITEM NO.	DESCRIPTION
12823	Regulates water supply

### PLASTIC SEDIMENT TRAY

Designed to fit under all Whip Mix Model Trimmers and most other major brands, this high-impact polystyrene sediment tray is extremely strong yet lightweight and easy to clean.

A central platform keeps trimmer clean and dry. Left and right side drain holes make for convenient placement on either side of sink. Unit measures 18" Long x 16-1/2" Wide x 3" High (45.7 cm x 42 cm x 7.6 cm).

ITEM NO.	DESCRIPTION
22590	High-impact polystyrene tray

### CONVERSION KIT

Allows conversion from abrasive wheel to Pressure Sensitive Adhesive disc system (PSA). Standard kit contains three 50 grit discs, plus a 12" Plastic Backing Disc.

ITEM NO.	DESCRIPTION
13730	Allows conversion from abrasive wheel to PSA disc system

### 12" PSA DISC

Pressure-sensitive 12" disc with 1" diameter center hole 50 grit-coarse (3M)

ITEM NO.	DESCRIPTION
13056	#30433 Box of 4 Discs
13064	#30433 Box of 25 Discs

### MODEL TRIMMER WHEELS

12" abrasive wheel available in medium, coarse and extra coarse grits.


10" available in medium and coarse grit.

ITEM NO.	DESCRIPTION
12963	10" Medium Abrasive
29327	10" Coarse Abrasive
12998	12" Medium Abrasive
13005	12" Coarse Abrasive
13013	12" Extra Coarse Abrasive

### BLUE WONDER™ DIAMOND WHEELS

Blue Wonder™ Diamond Wheels provide long lasting, aggressive cutting action. Available in both 10" and 12" diameter sizes with a one-inch mounting hole and drive pin hole to fit most model trimmers. Guaranteed to last at least a year.

ITEM NO.	DESCRIPTION
28614	#30430 10" Super Abrasive
25135	#30432 12" Super Abrasive





## DIGITAL WATER BATH

A digitally controlled unit that maintains temperatures in a range of 32° C to 80° C (89.6° F to 176° F) to soften a variety of wax or compound materials.

- Digital temperature control with indicator light
- LED screen constantly displays the temperature in °F or °C
- Stainless steel casing
- Removable stainless steel pan
- Accommodates Hanau Water Bath pan
- Unit stops heating when pan is removed
- CSA and TUV approved

### ITEM NO. DESCRIPTION

- 05350 Digital Water Bath including  
Removable Stainless Steel Pan (115V)  
05327 #1576A Removable Pan  
05326 Lift Tray (sold separately)



## ELECTRIC OCCLUSAL RIM FORMER

Whip Mix's Electric Occlusal Rim Former offers the technician, the dentist or the dental student the ability to create the ideal shape and size of occlusal (bite) rims made out of base plate wax without a flame. With a variable temperature knob, the small unit cleanly melts any wax. In addition, the paddle holder also comes complete with a cover to prevent burn injuries.

### ITEM NO. DESCRIPTION

- 10145 Electric Occlusal Rim Former

### Rely on Whip Mix as your technical resource.

Our knowledgeable Whip Mix representatives and technical staff have been trained on how to use all of our products. In addition we will help you select equipment, show you how to successfully incorporate techniques and new materials into your practice and provide parts and service when needed. Visit [whipmix.com](http://whipmix.com)



more reasons. one source



## GENERAL PURPOSE VIBRATOR

- Easily detachable rubber top allows for convenient cleaning.
- Variable intensity vibration helps prevent bubbles
- Ergonomic design

### ITEM NO. DESCRIPTION

- 10650 (115V 50Hz)  
10655 (230V 50/60Hz)



## HEAVY DUTY VIBRATOR


- Wide vibration table enables simultaneous work on many rings
- Long wave or short wave options
- Variable intensity in both wave length options

### ITEM NO. DESCRIPTION

- 10675 (115V 50Hz)  
10680 (230V 50/60Hz)



All vibrators shown comply with this standard.



## THE HEAT ZONE INDUCTION HEATER

- Heats wax tools fast without flame.
- No carbon deposits on instruments or on wax ups.
- Energy efficient as power is used only at the moment of heating.

### ITEM NO. DESCRIPTION

- 10147 The Heat Zone 115V 50/60HZ  
10247 The Heat Zone 230V 50/60HZ



Der Erfolg steckt im Detail.  
Wir haben die richtigen Geräte dafür.





Xcavator

## Geringere Arbeitszeit.

Größere Produktivität mit dem ersten automatischen Abstrahlgerät für Presskeramiken, dem Xcavator. Der Xcavator vereinfacht den gesamten Arbeitsablauf und reduziert die Arbeitszeit bis zu eine Stunde.



## XCAVATOR - AUTOMATISCHES ABSTRAHLGERÄT



- Ideal zum Abstrahlen von Presskeramik, Metall, Zirkonoxid, Gussteilen und Captek™
- Direktes Einlegen des heißen Abgusses in das Gerät bringt eine Zeitersparnis von mehr als einer Stunde zum Abkühlen
- Einfacher Wechsel zwischen den am häufigsten verwendeten Ringgrößen (100 und 200 Gramm) mit nur wenigen Handgriffen
- Einfaches Überarbeiten von Abgüssen; das Gerät ist nach weniger als einer Minute für den nächsten Vorgang bereit
- Verschiedene Geschwindigkeitseinstellungen für die richtige Schnittiefe für beliebige Einbettmassen
- Kontrolle des Arbeitsfortschritts durch das Sichtfenster
- Aufstellung in Minutenschele mit nur drei Anschlüssen: Strom-, Vakuum- und Druckluftanschluss (1,0 scfm, 0,276 MPa, 38,1 mm Durchmesser Vakuumschlauch)
- Mit nahezu allen Vakuumsystemen kompatibel; klein genug für einen Labortisch

### ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

09800	Xcavator (115 V/60 Hz)
09803	Xcavator (230 V/50 Hz)
09805	Glasstrahlmittel – Xcavator Eimer à 22,68 kg
09807	Nr. 5332-1 Ersatzdüsen Spitze
09809	Nr. 5303 Durchsichtige Abdeckung
09811	Nr. 5353 Filter
09806	Trockenband für Strahlmittel (HSV)



Gilt nur für Lieferungen in die USA und nach Kanada.



Abmessungen	Gewicht	Produktstandards
36,83 cm B x 48,895 cm H x 39,37 cm T	14,5 kg	ETL-/ESA-registriert

## Was erwägen Sie?

Präzision bedeutet Leistung. Deshalb spenden unsere Flüssigkeitsdispenser Gips, Einbettmassenpulver, Wasser und Spezialflüssigkeiten mit unvergleichlicher Präzision. Damit Sie Fehlern und Variabilität für immer Lebewohl sagen können.



AquaSpense

AquaSpense SL

### AQUASPENSE WASSERDISPENSER

- Wasser kann von einem großen Behälter oder der mitgelieferten 1-Liter-Flasche gespendet werden
- Mit vielen Gipsarten verwendbar – keine Einschränkung durch das zu spendende Pulver
- 15 Einstellungen speicherbar

#### ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

09560 (115 V/60 Hz)

09561 (230 V/50 Hz)

### AQUASPENSE SL WASSER-/SPEZIALFLÜSSIGKEITSDISPENSER

- Zum Einsatz für Gips nur mit Wasser verwendbar
- Flüssigkeitsprozensatz durch Wassermenge einstellbar
- Mit flüssigen Gipszusätzen verwendbar
- 15 Einstellungen speicherbar

#### ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

09550 (115 V/60 Hz)

09551 (230 V/50 Hz)



Gilt nur für Lieferungen in die USA und nach Kanada.



Abmessungen	Gewicht	Wägekapazität	Produktstandards
29,845 cm B x 61,595 cm H x 33,3375 cm T	9,3 kg	1.200 Gramm	ETL-registriert USA und Kanada



#### DER SCHLANKE VORTEIL



Whip Mix bietet eine breite Palette an schlanken Produkten für die Modellierung, die Produktionsabläufe verbessern und Abfallprodukte eliminieren, damit Ihr Labor die Nase vorne hat.





VPM2

## Weniger ist auf jeden Fall mehr.

Vielseitig, kompakt und unerreich. Mit unseren programmierbaren, mehrstufigen Rührgeräten können Sie eine Vielzahl an Gipsen und Einbettmassen anrühren. Da die Rührgeräte kein Schmieröl verwenden, sind sie praktisch wartungsfrei.

### VPM2

- Anmischen von Pulver und Flüssigkeit in der Vormischstufe eliminiert das Anmischen per Hand
- Programmeinstellungen: vor/nach Vakuum, Zeit, Geschwindigkeit und Mischrichtung
- Bis zu 30 unterschiedliche Programme
- Digitale LCD-Anzeige
- Wandmontage oder Einsatz mit Stativ
- Multitasking durch freihändiges Design
- Einlassfilter verhindert das Eindringen von Fremdmaterial in die Vakuumpumpe
- Wartungsfreies, ölfreies Design
- Mit 4 Mischbechergößen kompatibel (150 g – 1000 g Kapazität)



Gilt nur für Lieferungen in die USA und nach Kanada.



Alle aufgeführten Mischgeräte erfüllen diese Normen.



Das Vakuum hält den Vac-U-Mixer-Becher für freihändiges Rühren am Gerät fest.

#### Vakuummischgerät

##### ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

- |       |   |
|-------|---|
| 29340 | Komplett mit Stativ und 500 ml Vac-U-Mixer (115 V/60 Hz)        |
| 29341 | Komplett mit Wandhalterung und 500 ml Vac-U-Mixer (230 V/50 Hz) |

#### Vac-U-Mixers

##### ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

- |       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 29344 | Nr. 4485 300 ml (150 g Kapazität)   |
| 29345 | Nr. 6585 500 ml (350 g Kapazität)   |
| 29346 | Nr. 6685 875 ml (650 g Kapazität)   |
| 29348 | Nr. 7685 1200 ml (1000 g Kapazität) |

#### Teile und Zubehör

##### ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

- |       |               |
|-------|---------------|
| 29343 | Stativ        |
| 29342 | Wandhalterung |

Abmessungen	Gewicht	Mischgeschwindigkeit	Anmischzeit	Produktstandards
19,05 cm B x 59,69 cm H x 26,67 cm T	20,4 kg	100 bis 500 U/min	bis zu 4,25 min	UL- und CUL-registriert



### FLEXIBLE VAC-U-MIXER

- Ausheben durch festes Zusammendrücken ohne dabei den Becher zu beschädigen
- Für den Einsatz mit VPM2, Vacuum Power Mixer Plus und Combination Unit

##### ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

- |       |  |
|-------|--|
| 15665 | Nr. 6720 350 g für den Einsatz mit Vacuum Power Mixer Plus und Combination Unit (inklusive Deckel und Rührblatt-Baugruppe) |
| 29352 | Nr. 6785 350 g für den Einsatz mit VPM2 (inklusive Deckel und Rührblatt-Baugruppe)   |
| 15667 | Nr. 6750 650 g für den Einsatz mit Vacuum Power Mixer Plus und Combination Unit (inklusive Deckel und Rührblatt-Baugruppe) |
| 29355 | Nr. 6790 650g für den Einsatz mit VPM2 (inklusive Deckel und Rührblatt-Baugruppe)  |
| 15680 | Nr. 6711 Spatel  |

# Robuste Leistung, jahrelang.

Warum bewähren sich unsere Rührgeräte jahrelang? Weil wir sie dafür entwickelt haben. Unsere Rührgeräte, d. h. der Vacuum Mixer Plus mit einer einzigen Geschwindigkeit und die Combination Unit mit zwei Antriebswellen, sind robust und gleichzeitig innovativ.



Vacuum Power Mixer Plus

Combination Unit

## VACUUM POWER MIXER PLUS

- Eine einzige Geschwindigkeit (425 U./min) zum konsistenten, blasenfreien Rühren von Einbettmassen

### ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

29181	Komplett mit 500 ml und 300 ml Vac-U-Mixers und 64,77 cm Plastikschlauch und Anschlüssen (115 V/60 Hz)
29866	(230 V/50 Hz)

## COMBINATION UNIT

- Unterschiedliche Geschwindigkeiten durch zwei Antriebswellen
- Eine langsamere Geschwindigkeit für alle Rühranwendungen, mit oder ohne Vakuum

### ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

08265	Komplett mit 200 ml Vac-U-Spat, 500 ml Vac-U-Mixer (115 V/60 Hz), und Zubehör: siehe unten
18082	(230 V/50 Hz)

Zubehör für Vacuum Power Mixer Plus und Combination Unit

### ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

04085	2 Inlay-Ringe 31,75 mm Außendurchmesser x 34,925 mm Höhe
04081	2 Gummi-Muffelformer 31,75 mm Durchmesser
04079	1 Tube Lubriplate (für O-Ringe und Welle)
05700	1 68,58 cm Plastikschlauch mit Anschlüssen, Wassermesser, Klebewachs
06149	Nr. 6380 für Vacuum Power Mixer Plus oder Combination Unit geeignet

## VAC-U-MIXER

- Studien haben gezeigt, dass abgenutzte Becher die Expansionsrate von Einbettmassen beeinflussen können. Durch Austauschen von abgenutzten Bechern können Sie Ihre Produktivität verbessern.

### ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

08664	Nr. 6400 – 200 ml (100 g) – 2 Löffel Alginat* mit Rührblatt-Baugruppe Nr. 6406 und Antriebsmutter Nr. 6375
08672	Nr. 6400 – 200 ml (100 g) mit Rührblatt-Baugruppe Nr. 4007 und Antriebsmutter Nr. 4109
07595	Nr. 4002 – Plastikbecher (200 ml) 7,3 cm Innendurchmesser x 5,08 cm Tiefe
08710	Nr. 4450 – 300 ml (150 g) – 3 Löffel Alginat* mit Teflon-Rührblatt-Baugruppe Nr. 4458 und Antriebsmutter Nr. 6375
08702	Nr. 4450 – 300 ml (150 g) mit Rührblatt-Baugruppe Nr. 4455 und Antriebsmutter Nr. 6375
08729	Nr. 4450 – 300 ml (150 g) mit Rührblatt-Baugruppe Nr. 4507 und Antriebsmutter Nr. 4109
07609	Nr. 4452 – Plastikbecher (300 ml) 7,3 cm Innendurchmesser x 7,62 cm Tiefe
08761	Nr. 6500 – 500 ml (350 g) mit Rührblatt-Baugruppe Nr. 6506 und Antriebsmutter Nr. 6375
08818	Nr. 6500 – 500 ml (350 g) – 5 Löffel Alginat* mit flacher Rührblatt-Baugruppe Nr. 6508 und Antriebsmutter Nr. 6375
08788	Nr. 6500 – 500 ml (350 g) mit Rührblatt-Baugruppe Nr. 6507 und Antriebsmutter Nr. 4109
08974	Nr. 6502 – Plastikbecher (500 ml) 9,525 cm Innendurchmesser x 6,985 cm Tiefe
08834	Nr. 6600 – 875 ml (800 g) mit Rührblatt-Baugruppe Nr. 6606 und Antriebsmutter Nr. 6375
09032	Nr. 6602 – Plastikbecher (875 ml) 9,525 cm Innendurchmesser x 13,335 cm Tiefe
08842	Nr. 7600 – 1200 ml (1000 g) – Edelstahlbecher und Deckel
09067	Nr. 7602 – Edelstahlbecher 10,795 cm Innendurchmesser x 13,97 cm Tiefe

\*Flache und Teflon-Rührblätter werden für Alginate empfohlen. Um Kontamination zu vermeiden, sollten für Einbettmassen, Alginate und Gipsmaterialien jeweils separate Vac-U-Mixer verwendet werden.

## VAC-U-CARE WARTUNGSKIT

Jeder weiß, dass Voraussicht bei der Wartung von Geräten und Maschinen sehr nutzbringend ist. Wenn Ihr Vakuummessgerät einen zu niedrigen Wert anzeigt oder Ihre Schläuche gelb und ölig aussehen, ist es an der Zeit, ein Vac-U-Care Wartungskit zu kaufen.

### ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

28398	Nr. 5700 Schlauch und Anschlüsse, Nr. 6010 Schaufeln, Nr. 4008 O-Ring Nr. 1 (6 Stk.), Nr. 4079 Lubriplate (1 Tube), Nr. 6012-15 Filzset für Öler, Nr. 6012-4 Docht, Nr. 6040 Korkdichtung, 118,3 ml Schmiermittel
-------	---





3/4 PS Nasstrimmer

## Trimmer mit Zähnen.

Für alle Trim-Anwendungen. Unsere Hochleistungs-Nasstrimmer bieten mit ihrem leistungsstarken Design und ihrer einfachen Bedienung die Sicherheit, Robustheit und hohe Leistung, für die Whip Mix bekannt ist.



### 3/4 PS NASSTRIMMER

- 3/4 PS-(0,56 kW)-Hochleistungstrimmer mit 1800 U./min
- Selbstreinigendes Design verhindert Gipsablagerungen
- Sicherheitsschalter stoppt den Motor bei geöffnetem Frontdeckel oder bei Stromausfall
- Einfach zu öffnender Frontdeckel mit einer Schnalle

#### ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

09650 Mit einer in zwei Positionen einstellbaren Edelstahl-Auflageplatte und einer grobschleifenden 30,48 cm x 6,35 mm Scheibe (115 V/60 Hz, 3/4 PS - 0,56 kW)



Gilt nur für Lieferungen in die USA und nach Kanada.



25,4 cm Trimmer

30,48 cm Trimmer

### 25,4 CM (10 ZOLL) UND 30,48 CM (12 ZOLL) TRIMMER

- Ausgezeichnete Trimmleistung
- Aluminiumgussgehäuse mit abnehmbaren Reinigungszapfen für einfache Reinigung
- Schnellöffnende Frontabdeckung mit nur einer Mutter

#### ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

09474 25,4 cm (10 Zoll) Trimmer mit einer in zwei Positionen einstellbaren Auflageplatte und einer grobschleifenden 25,4 cm x 6,35 mm Scheibe (115 V/60 Hz, 1/3 PS - 0,25 kW)  
28029 (230 V/50 Hz, 1/3 PS - 0,25 kW)  
09644 30,48 cm (12 Zoll) Trimmer mit einer justierbaren Auflageplatte und einer grobschleifenden 30,48 cm x 6,35 mm Scheibe (115 V/60 Hz, 1/2 PS - 0,37 kW)  
22691 (230 V/50 Hz, 1/2 PS - 0,37 kW)

#### Artikelnr. Beschreibung

09512 30,48 cm (12 Zoll) Luxus-Trimmer\* mit justierbarer Auflageplatte und grobschleifender Scheibe (115 V/60 Hz, 1/2 PS - 0,37 kW)  
21644 (230 V/50 Hz, 1/2 PS - 0,37 kW)  
25143 30,48 cm (12 Zoll) Luxus-Diamanttrimmer\* mit justierbarer Auflageplatte und Blue Wonder™ Diamantschleifscheibe (115 V/60 Hz, 1/2 PS - 0,37 kW)  
25178 (230 V/50 Hz, 1/2 PS - 0,37 kW)



30,48 cm Orthodontischer Trimmer

### 30,48 CM ORTHODONTISCHER TRIMMER

- Vereinfacht das Abschleifen von Abgüssen
- Justierbare orthodontische Auflageplatte mit Vertisquare, Winkelführung und grobschleifender Scheibe

#### ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

09601 Mit orthodontischer Auflageplatte und grobschleifender Scheibe (115 V/60 Hz, 1/2 PS - 0,37 kW)  
20753 (230 V/50 Hz, 1/2 PS - 0,37 kW)

\*Trimmerzubehör umfasst elektrisches Wasserventil, Wassersprühkopf und Spritzschutz



# Hochwertige Werkzeuge für alle Anwendungen.

Whip Mix-Zubehör liefert bessere Leistung und ist einfacher zu bedienen, denn es wurde mit Präzision entwickelt. Sie können sich auf Hochleistungsgeräte, auf Whip Mix verlassen.



## WASSERSPRÜHKOPF

Ein mittels Hebel bedienbarer Wassersprühkopf zur einfachen Reinigung von Abgüssen.

ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

12939 Hebelbetätigter Wassersprühkopf

## SPRITZSCHUTZ

Klarer Spritzschutz aus Plastik zum Schutz vor Wasserstrahlen und Staub.

ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

22372 Klarer Plastikschutz

## ORTHODONTISCHE AUFLAGEPLATTE

Eine geeichte, einfach einstellbare Auflageplatte für nahezu vertikale Schnittkraft. Wird mit robustem Vertisquare, Winkelführung und Schablone geliefert. Passend für 30,48 cm Größe.

ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

12777 Präzisionsgeeichte Arbeitsauflage

## ELEKTRISCHES WASSERVENTIL

Reguliert die Wasserzufuhr zusammen mit dem Ein-Aus-Schalter des Trimmers, was Wasser spart und eine dauernde Anpassung des Wasserflusses unnötig macht.

ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

12823 Regulierung der Wasserzufuhr

## SEDIMENT-PLASTIKSCHALE

Diese hochschlagfeste Styropor-Sedimentschale passt unter alle Whip Mix Modelltrimmer und unter die Geräte vieler anderer Hersteller, ist sehr robust und leicht und einfach zu reinigen. Eine Plattform im Zentrum hält den Trimmer sauber und trocken. Abflusslöcher auf der linken und auf der rechten Seite erlauben die Platzierung auf einer beliebigen Seite des Abflusses. Abmessungen: 45,7 cm Länge x 42 cm Breite x 7,6 cm Höhe

ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

22590 Hochschlagfeste Styroporschale

## UMRÜSTKIT

Zur Umrüstung von Schleifscheiben auf haftklebende Schleifblätter-Systeme (PSA). Das Standardkit enthält drei Blätter mit Körnung 50 und eine 30,48 cm Plastikbasisscheibe.

ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

13730 Zur Umrüstung von Schleifscheiben auf PSA-Schleifblätter

## 30,48 CM PSA-SCHEIBE

Druckempfindliche 30,48 cm Scheibe mit 2,54 cm Bohrung, Körnung 50 grob (3M)

ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

13056 Packung mit 4 Scheiben Nr. 30433

13064 Packung mit 25 Scheiben Nr. 30433

## MODELLTRIMMERSCHEIBEN

30,48 cm Schleifscheibe mit mittlerer, grober und sehr grober Körnung erhältlich. 25,4 cm Schleifscheibe mit mittlerer und grober Körnung erhältlich.

ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

12963 25,4 cm mittlere Körnung

29327 25,4 cm grobe Körnung

12998 30,48 cm mittlere Körnung

13005 30,48 cm grobe Körnung

13013 30,48 cm sehr grobe Körnung

## BLUE WONDER™ DIAMANTSCHLEIFSCHEIBEN

Blue Wonder™ Diamantschleifscheiben schneiden aggressiv und halten lange. In Durchmesser von 25,4 cm (10 Zoll) und 30,48 cm (12 Zoll) erhältlich mit einer 2,54 cm Mitnehmerbohrung, passt auf die meisten Modelltrimmer. Hält garantiert mindestens ein Jahr.

ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

28614 Nr. 30430 25,4 cm (10 Zoll) stark schleifend

25135 Nr. 30432 30,48 cm (12 Zoll) stark schleifend





## DIGITALES WASSERBAD

Ein digital gesteuertes Gerät, das Temperaturen in einem Bereich von 32° C bis 80° C beibehält, um viele Arten von Wachs oder Verbundwerkstoffen aufzuweichen.

- Digitale Temperaturregelung mit Indikatorleuchte
- Fortlaufende Temperaturanzeige in °F oder °C auf dem LED-Bildschirm
- Edelstahlgehäuse
- Abnehmbarer Edelstahlbehälter
- Passend für Hanau-Wasserbadbehälter
- Abschalten der Heizung nach Entfernen des Behälters
- CSA- und TÜV-geprüft

### ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

05350	Digitales Wasserbad mit entfernbarem Edelstahlbehälter (115 V)
05327	Nr. 1576A Entfernbare Behälter
05326	Hebeeinsatz (separat erhältlich)

## Vertrauen Sie Whip Mix, auch als technische Ressource.

Unsere kompetenten Whip Mix-Mitarbeiter und Techniker wurden im Gebrauch aller unserer Produkte geschult. Wir helfen Ihnen bei der Geräteauswahl, zeigen Ihnen, wie Sie neue Techniken und Materialien in Ihrer Praxis einsetzen und bieten Ersatzteile und Service, wenn Sie es brauchen.

Besuchen Sie **whipmix.com**. Dort finden Sie:

- Monatlich aufgezeichnete Webinars, die Sie jederzeit abrufen können
- Videos zum Gebrauch und zur Pflege der Produkte
- Anleitungen für Produkte
- Übersichtsschemata
- Identifikation der Teile
- Und mehr!



## MEHRZWECKRÜTLER

- Einfach abnehmbarer Gummidckel für einfache Reinigung.
- Variable Intensitätseinstellung verhindert Blasenbildung
- Ergonomisches Design

### ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

10650	(115 V/50 Hz)
10655	(230 V 50/60 Hz)



## HOCHLEISTUNGSRÜTLER

- Breite Vibrationsplatte erlaubt gleichzeitiges Arbeiten an mehreren Ringen
- Langwellige oder kurzwellige Option
- Variable Intensitätseinstellung in beiden Wellenlängenooptionen

### ARTIKELNR. BESCHREIBUNG

10675	(115 V/50 Hz)
10680	(230 V 50/60 Hz)

**CE** Alle aufgeführten Rüttler erfüllen diese Normen.



La réussite commence et se termine avec les détails.  
Nous avons ce qu'il vous faut.





# Unité automatisée de retrait des moulages



Xcavator

## Réduisez votre temps de travail.

Améliorez votre productivité grâce à la toute première unité automatisée de retrait des moulages sur les céramiques pressables, le Xcavator. Cette unité rationalise l'ensemble de votre processus et vous permet un gain de temps pouvant atteindre une heure.



## UNITÉ AUTOMATISÉE DE RETRAIT DES MOULAGES XCAVATOR

- Idéale pour retirer les revêtements des céramiques pressables, du métal, de la zircone, des pièces coulées en métal, du Captek™
- Placez le moule chaud directement dans la machine et gagnez une heure ou plus sur le temps de refroidissement
- Passez de l'une à l'autre des deux tailles de moules les plus courantes (100 et 200 grammes) en procédant simplement à quelques réglages mineurs sur la machine.
- Retouchez les moules et soyez prêt pour le processus suivant en moins d'une minute
- Utilisez les vitesses variables pour garantir une profondeur de coupe adaptée à n'importe quel type de revêtement, à tout moment
- Surveillez la découpe de la bague à travers le couvercle transparent
- Installez l'unité en quelques minutes au moyen de trois branchements simples : électricité, vide d'air et air comprimé (1,0 scfm, 40 psi, tuyau de raccordement du vide d'air de 1,5 pouce (3,81 cm) de diamètre)
- Compatible avec pratiquement tous les systèmes de vide d'air et suffisamment petit pour tenir sur un plan de travail

### ARTICLE N°. DESCRIPTION

09800	Xcavator (115V/60Hz)
09803	Xcavator (230V/50Hz)
09805	Billes de verre pour Xcavator, seau de 50 livres (22,65 kg)
09807	#5332-1 Embout de rechange
09809	#5303 Écran de protection transparent
09811	#5353 Crépine
09806	Séchoir à perles à bandes (HSV)



Disponible uniquement  
pour les expéditions vers  
les USA et le Canada.



Dimensions	Poids	Conformité aux normes
36,83 cm L x 48,89 cm H x 39,37 cm P	14,4 kg	Liste ETL/ESA

## Pourquoi pesez-vous ?

La précision égale la performance. C'est pour cette raison que nos distributeurs de liquide délivrent avec une précision incomparable le gypse, la poudre de revêtement, l'eau et les liquides spéciaux. Vous pouvez ainsi oublier définitivement l'erreur humaine et la variabilité.



AquaSpense

AquaSpense SL

### DISTRIBUTEUR D'EAU AQUASPENSE

- L'eau peut provenir d'un grand récipient ou dans la bouteille d'un litre fournie
- Peut être utilisé avec de nombreux gypses, non limité à la poudre de revêtement
- 15 réglages programmables dans la mémoire

#### ARTICLE N°. DESCRIPTION

09560 (115V/60Hz)

09561 (230V/50Hz)

### DISTRIBUTEUR D'EAU/DE LIQUIDE SPÉCIAL AQUASPENSE SL

- Peut être utilisé avec de l'eau uniquement pour le gypse
- Standardise la proportion eau/liquide spécial
- S'utilise avec des additifs liquides pour gypse
- 15 réglages programmables dans la mémoire

#### ARTICLE N°. DESCRIPTION

09550 (115V/60Hz)

09551 (230V/50Hz)

Dimensions	Poids	Capacité	Conformité aux normes
29,84 cm L x 61,59 cm H x 33,34 cm P	9,3 kg	1 200 grammes	Liste ETL USA & Canada



Disponible uniquement pour les expéditions vers les USA et le Canada.



#### L'AVANTAGE LEAN



Whip Mix propose un grand nombre de produits Lean très performants pour le service Modèles, qui rationalisent la production et suppriment les déchets, offrant ainsi aux laboratoires tels que le vôtre l'avantage Lean.

# Appareil mélangeur sous vide



VPM2

## La simplicité est définitivement un avantage.

Polyvalent, compact et totalement inégalé. Notre appareil mélangeur à plusieurs étapes programmables vous permet de mélanger une grande variété de gypses, de plâtres et de revêtements. Conçu pour fonctionner avec peu d'huile de graissage, notre appareil mélangeur adaptable ne nécessite pratiquement aucune maintenance.

### VPM2

- L'étape de pré-mélange amalgame la poudre et le liquide et rend l'utilisation d'une spatule manuelle inutile
- Les réglages comprennent : le pré-vide/post-vide, le minuteur, la vitesse et le sens des pales
- Jusqu'à 30 programmes séparés
- Affichage LCD numérique
- Pose murale ou sur socle
- Conception mains libres qui permet aux techniciens d'exécuter simultanément plusieurs tâches
- Filtre d'arrivée qui empêche les matériaux de pénétrer dans la pompe à vide
- Conçu pour nécessiter moins d'huile de graissage et pas de maintenance
- Compatible avec 4 dimensions de bols de mélange (capacité de 150 g à 1 000 g)



Le vide maintient le bol Vac-U-Mixer pour vous permettre de garder les mains libres pendant le mélange.



Disponible uniquement pour les expéditions vers les USA et le Canada.



Tous les appareils mélangeurs présentés sont conformes à cette norme.

#### Appareil mélangeur sous vide

##### ARTICLE N°. DESCRIPTION

- |       |   |
|-------|---|
| 29340 | Livré avec un socle et un bol Vac-U-Mixer de 500 ml (115 V/60 Hz)         |
| 29341 | Livré avec un support mural et un bol Vac-U-Mixer de 500 ml (230 V/50 Hz) |

#### Bols Vac-U-Mixers

##### ARTICLE N°. DESCRIPTION

- |       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 29344 | #4485 300 ml (capacité 150 g)     |
| 29345 | #6585 500 ml (capacité 350 g)     |
| 29346 | #6685 875 ml (capacité 650 g)     |
| 29348 | #7685 1 200 ml (capacité 1 000 g) |

#### Pièces et accessoires

##### ARTICLE N°. DESCRIPTION

- |       |               |
|-------|---------------|
| 29343 | Socle         |
| 29342 | Support mural |

Dimensions	Poids	Vitesse de mélange	Durée de	Conformité aux normes
19,05 cm L x 59,69 cm H x 26,67 cm P	20,43 kg	100 – 500 tr/min	jusqu'à 4,25 min	Listes UL & CUL



### BOL VAC-U-MIXER FLEXIBLE

- S'ouvre d'un coup sec pour libérer l'amalgame avec une simple pression ferme sans endommager le bol
- S'utilise avec le VPM2, le Vacuum Power Mixer Plus et l'unité combinée

#### ARTICLE N°. DESCRIPTION

- |       |  |
|-------|--|
| 15665 | #6720 350 g à utiliser avec le Vacuum Power Mixer Plus et l'unité combinée (assemblage couvercle et pale inclus) |
| 29352 | #6785 350 g à utiliser avec le VPM2 (assemblage couvercle et pale inclus)  |
| 15667 | #6750 650 g à utiliser avec le Vacuum Power Mixer Plus et l'unité combinée (assemblage couvercle et pale inclus) |
| 29355 | #6790 650 g à utiliser avec le VPM2 (assemblage couvercle et pale inclus)  |
| 15680 | #6711 Spatule  |



# Des performances robustes années après années.

Pourquoi nos appareils mélangeurs résistent-ils à l'épreuve du temps ? Parce que c'est ainsi que nous les avons conçus. Que ce soit le régime d'entraînement unique du Vacuum Mixer Plus ou la conception avec arbre d'entraînement double de l'unité combinée, nos appareils mélangeurs sont aussi robustes qu'innovants.



Vacuum Power Mixer Plus

Combination Unit

## VACUUM POWER MIXER PLUS

- Vitesse unique (425 tr/min) pour des mélanges de revêtement homogènes et sans bulles

### ARTICLE N°. DESCRIPTION

29181	Livré avec des bols Vac-U-Mixer de 500 ml et de 300 ml, ainsi que des raccords et des tubes en plastique de 2,25 pieds (68,58 cm) (115 V/60 Hz)
29866	(230V/50Hz)

## UNITÉ COMBINÉE

- Deux arbres d'entraînement permettent une rotation à différentes vitesses
- Une vitesse plus lente pour tous types de mélange, avec ou sans vide d'air

### ARTICLE N°. DESCRIPTION

08265	Livrée avec un bol Vac-U-Spat de 200 ml, un bol Vac-U-Mixer de 500 ml (115 V/60 Hz) et des accessoires : voir ci-dessous
18082	(230V/50Hz)

Accessoires pour le Vacuum Power Mixer Plus et l'unité combinée

### ARTICLE N°. DESCRIPTION

04085	2 bagues d'incrustation de 1,25 pouce (3,17 cm) de diamètre et 1,375 pouce (3,49 cm)
04081	2 cônes de coulée en caoutchouc de 1,25 pouce (3,17 cm) de diamètre
04079	1 tube de Lubriplate (pour les joints toriques et l'arbre)
05700	1 tube plastique de 2,25 pieds (68,58 cm) avec raccords, graduation eau, cire adhésive
06149	#6380 s'utilise avec le Vacuum Power Mixer Plus et l'unité combinée

## BOLS VAC-U-MIXER

- Des études ont démontré que des bols usés pouvaient affecter le taux d'expansion des revêtements. Le remplacement des bols usés peut améliorer la productivité.

### ARTICLE N°. DESCRIPTION

08664	#6400 – 200 mL (100 g) 2 cuillères d'Alginate* avec assemblage de pales #6406 et écrou d'entraînement #6375
08672	#6400 – 200 mL (100 g) avec assemblage de pales #4007 et écrou d'entraînement #4109
07595	#4002 – Bol en plastique (200 ml), 2,875 pouces (7,30 cm) de diamètre intérieur x 2 pouces (5,08 cm) de profondeur
08710	#4450 – 300 mL (150 g) – 3 cuillères d'Alginate* avec assemblage de pales Téflon #4458 et écrou d'entraînement #6375
08702	#4450 – 300 mL (150 g) avec assemblage de pales #4455 et écrou d'entraînement #6375
08729	#4450 – 300 mL (150 g) avec assemblage de pales #4507 et écrou d'entraînement #4109
07609	#4452 – Bol en plastique (300 ml), 2,875 pouces (7,30 cm) de diamètre intérieur x 3 pouces (7,62 cm) de profondeur
08761	#6500 – 500 mL (350 g) avec assemblage de pales #6506 et écrou d'entraînement #6375
08818	#6500 – 500 mL (350 g) – 5 cuillères d'Alginate* avec assemblage de pales plates #6508 et écrou d'entraînement #6375
08788	#6500 – 500 mL (350 g) avec assemblage de pales #6507 et écrou d'entraînement #4109
08974	#6502 – Bol en plastique (500 ml), 3,75 pouces (9,52 cm) de diamètre intérieur x 2,75 pouces (6,98 cm) de profondeur
08834	#6600 – 875 mL (800 g) avec assemblage de pales #6606 et écrou d'entraînement #6375
09032	#6602 – Bol en plastique (875 ml), 3,75 pouces (9,52 cm) de diamètre intérieur x 5,25 pouces (13,33 cm) de profondeur
08842	#7600 – 1200 mL (1000 g) – Bol et couvercle en acier inoxydable
09067	#7602 – Bol en acier inoxydable, 4,25 pouces (10,79 cm) de diamètre intérieur x 5,5 pouces (13,97 cm) de profondeur

\*Les pales plates et en Téflon sont recommandées pour les alginates. Pour éviter la contamination, il convient d'utiliser des bols Vac-U-Mixers différents pour les revêtements, les alginates et le gypse.

## KIT DE MAINTENANCE VAC-U-CARE

Quand il est question de l'entretien de n'importe quel type de machine ou d'équipement, nous savons tous qu'un peu de prévention peut faire la différence. Si le niveau de la jauge de vide n'est pas aussi élevé qu'il le devrait ou si votre tube est jaune et huileux, il est temps de commander un kit de maintenance Vac-U-Care.

### ARTICLE N°. DESCRIPTION

28398	#5700 Tubes et raccords, #6010 Aube, #4008 Joint torique #1 (boîte de 6), #4079 Lubriplate (1 tube), #6012-15 Set de feutres pour graisseur, #6012-4 mèches,, #6040 Joint en liège, Lubrifiant 4 onces (118,28 ml)
-------	--



# Taille-plâtre



Taille-plâtre humide 3/4 HP

## Taille-plâtre avec quelques dents.

Tout pour pouvoir tout tailler. De conception puissante et facile à utiliser, nos modèles de taille-plâtre résistants offrent les performances élevées, la sécurité, la durabilité et la longévité qui font la renommée de Whip Mix.



### TAILLE-PLÂTRE HUMIDE 3/4 HP

- Les taille-plâtre résistants de la gamme 3/4 HP fonctionnent à une vitesse de 1 800 tr/min
- Le système autonettoyant prévient l'accumulation de plâtre
- Interrupteur de sécurité qui arrête le moteur si la porte est ouverte ou en cas de coupure de courant
- Porte à fermeture unique facile à ouvrir

#### ARTICLE N°. DESCRIPTION

09650 Équipé d'un plan de travail deux positions en acier inoxydable et d'un disque abrasif à gros grain de 12 pouces (30,48 cm) x 0,25 pouce (0,63 cm) (115 V/60 Hz, 3/4 HP)



Disponible uniquement pour les expéditions vers les USA et le Canada.

### TAILLE-PLÂTRE 10 POUCES (25,4 CM) ET 12 POUCES (30,48 CM)

- Excellente action de découpe
- Structure en aluminium coulé avec bouchons de nettoyage amovibles pour faciliter le nettoyage
- Couvercle frontal à charnière à ouverture rapide maintenu par un écrou unique

#### ARTICLE N°. DESCRIPTION

09474 Taille-plâtre 10 pouces (25,4 cm) équipé d'un plan de travail deux positions et d'un disque abrasif à gros grain de 10 pouces (25,4 cm) x 0,33 pouce (0,84 cm) (115 V/60 Hz, 1/3 HP)

28029 (230V/50Hz, 1/3 HP)

09644 Taille-plâtre 12 pouces (30,48 cm) équipé d'un plan de travail entièrement ajustable et d'un disque abrasif à gros grain de 12 pouces (30,48 cm) x 0,25 pouce (0,63 cm) (115 V/60 Hz, 1/2 HP)

22691 (230V/50Hz, 1/2 HP)

#### Article n°. Description

09512 Taille-plâtre Deluxe\* 12 pouces (30,48 cm) équipé d'un plan de travail entièrement ajustable et d'un disque abrasif à gros grain (115 V/60 Hz, 1/2 HP)

21644 (230V/50Hz, 1/2 HP)

25143 Taille-plâtre Diamond Deluxe \* 12 pouces (30,48 cm) équipé d'un plan de travail entièrement ajustable et d'un disque diamant Blue Wonder™ (115 V/60 Hz, 1/2 HP)

25178 (230V/50Hz, 1/2 HP)



taille-plâtre orthodontique 12 pouces (30,48 cm)

### TAILLE-PLÂTRE ORTHODONTIQUE 12 POUCES (30,48 CM)

- Conçu pour simplifier la taille des moulages
- Plan de travail orthodontique réglable comprenant le système Vertisquare, un guide d'angle et un disque abrasif à gros grain

#### ARTICLE N°. DESCRIPTION

09601 Équipé d'un plan de travail orthodontique et d'un disque abrasif à gros grain (115 V/60 Hz, 1/2 HP)

20753 (230 V/50 Hz, 1/2 HP)

\* Les accessoires du taille-plâtre comprennent un robinet d'eau électrique, un pulvérisateur d'eau avec système de fixation et un écran anti-éclaboussures

## Des outils haut de gamme à votre service.

Les accessoires Whip Mix offrent des performances élevées et sont plus simples à utiliser. Ils sont conçus pour être très précis. Vous dépendez d'un équipement de haute performance, vous dépendez de Whip Mix.



### PULVÉRISATEUR D'EAU AVEC SYSTÈME DE FIXATION

Un pulvérisateur d'eau à levier pour un nettoyage facile des moulagés.

#### ARTICLE N°. DESCRIPTION

12939 Pulvérisateur d'eau à levier

### ÉCRAN ANTI-ÉCLABOUSSURES

Un écran en plastique transparent protège l'utilisateur des débris/éclaboussures d'eau.

#### ARTICLE N°. DESCRIPTION

22372 Écran en plastique transparent

### PLAN DE TRAVAIL ORTHODONTIQUE

Un plan de travail calibré pour la précision et facilement réglable qui offre une force de découpe proche de la verticale. Livré avec le système Vertisquare durable, un guide d'angles et un modèle. S'adapte à une taille de 12 pouces (30,48 cm).

#### ARTICLE N°. DESCRIPTION

12777 Plan de travail calibré pour la précision

### ROBINET D'EAU ÉLECTRIQUE

Règle l'approvisionnement en eau conjointement avec l'interrupteur marche/arrêt du taille-plâtre et supprime la nécessité de régler constamment le débit.

#### ARTICLE N°. DESCRIPTION

12823 Règle l'approvisionnement en eau

### PLATEAU À DÉPÔT EN PLASTIQUE

Conçu pour être installé sous n'importe quel modèle de taille-plâtre de Whip Mix et de la plupart des autres principales marques, ce plateau à dépôt en polystyrène antichoc est extrêmement solide tout en étant léger et facile à nettoyer. Une plateforme centrale permet au taille-plâtre de rester propre et sec. Les trous d'évacuation sur les côtés droit et gauche permettent de la placer de manière pratique de n'importe quel côté de l'évier. L'unité mesure 18 pouces (45,72 cm) de long, 16,5 pouces (41,91 cm) de large et 3 pouces (7,62 cm) de haut.

#### ARTICLE N°. DESCRIPTION

22590 Plateau en polystyrène antichoc

### KIT DE CONVERSION

Permet de passer d'un disque abrasif à un système de disque avec adhésif sensible à la pression (PSA). Le kit standard contient 50 disques abrasifs ainsi qu'un disque de renfort en plastique de 12 pouces (30,48 cm).

#### ARTICLE N°. DESCRIPTION

13730 Permet de passer d'un disque abrasif à un système de disque (PSA) de 12 pouces (30,48 cm).

### DISQUE PSA 12 POUCES (30,48 CM)

Disque de 12 pouces (30,48 cm) sensible à la pression avec un trou central de 1 pouce (2,54 cm) de diamètre 50 abrasif à gros grain (3M)

#### ARTICLE N°. DESCRIPTION

13056 #30433 Boîte de 4 disques

13064 #30433 Boîte de 25 disques

### DISQUES POUR TAILLE-PLÂTRE

Disque abrasif de 12 pouces (30,48 cm) disponibles à grain moyen, à gros grain et à très gros grain.

#### ARTICLE N°. DESCRIPTION

12963 Disque abrasif à grain moyen 10 pouces (25,4 cm)

29327 Disque abrasif à gros grain 10 pouces (25,4 cm)

12998 Disque abrasif à grain moyen 12 pouces (30,48 cm)

13005 Disque abrasif à gros grain 12 pouces (30,48 cm)

13013 Disque abrasif à très gros grain 12 pouces (30,48 cm)

### DISQUES DIAMANT BLUE WONDER™

Les disques diamant Blue Wonder™ offrent une action de découpe agressive et de longue durée. Disponibles en diamètres 10 pouces (25,4 cm) et 12 pouces (30,48 cm) avec un trou de montage d'un pouce (2,54 cm) et un trou pour l'axe d'entraînement afin de s'adapter à la plupart des modèles de taille-plâtre. Garantis pour durer au moins un an.

#### ARTICLE N°. DESCRIPTION

28614 #30430 Disque super abrasif 10 pouces (25,4 cm)

25135 #30432 Disque super abrasif 12 pouces (30,48 cm)







## BAIN-MARIE NUMÉRIQUE

Unité à commandes numériques qui maintient les températures dans une fourchette de 32° C à 80° C (89,6° F à 176° F) afin de ramollir une grande variété de cires ou de matériaux composites.

- Contrôle numérique des températures avec voyant lumineux
- Écran LED affichant constamment la température en °F ou en °C
- Structure en acier inoxydable
- Récipient amovible en acier inoxydable
- Accueille un récipient à bain-marie Hanau
- L'unité s'arrête de chauffer lorsque le récipient est enlevé
- Approuvé par CSA et TUV

### ARTICLE N°. DESCRIPTION

- 05350 Bain-marie numérique comprenant  
Récipient amovible en acier inoxydable (115 V)  
05327 #1576A Récipient amovible  
05326 Plateau de levage (vendu séparément)

Vous pouvez compter sur Whip Mix pour vous aider sur le plan technique.

Nos représentants Whip Mix et notre personnel technique ont été bien formés sur la manière d'utiliser tous nos produits. De plus, nous vous aiderons à choisir votre équipement, nous vous montrerons comment intégrer avec succès les techniques et les nouveaux matériaux dans votre cabinet et nous vous fournirons des pièces et des services en cas de besoin.

Rendez-vous sur le site **whipmix.com** pour:

- Des séminaires en ligne proposés chaque mois et enregistrés afin de vous permettre de les visionner à votre convenance
- Des vidéos sur l'utilisation et l'entretien de nombreux produits
- Les modes d'emploi des produits
- Des schémas
- L'identification des pièces
- Et bien plus encore !



*more reasons. one source*



## VIBREUR À USAGE GÉNÉRAL

- Plateau supérieur en caoutchouc amovible pour simplifier le nettoyage.
- Vibrations d'intensité variable qui aident à prévenir la formation de bulles
- Design ergonomique

### ARTICLE N°. DESCRIPTION

- 10650 (115V 50Hz)  
10655 (230V 50/60Hz)



## VIBREUR HAUTE RÉSISTANCE

- Vaste table de vibration qui permet un travail simultané sur de nombreuses bagues
- Options vagues longues ou courtes
- Intensité variable pour les deux options de longueur de vague

### ARTICLE N°. DESCRIPTION

- 10675 (115V 50Hz)  
10680 (230V 50/60Hz)



Tous les vibreurs présentés sont conformes à cette norme.

إن الاعتناء والانتباه للتفاصيل أساس النجاح أولاً وأخيراً.  
ونحن من يقوم بذلك بكل اهتمام.



# جهاز الخلع الآلي

## يختصر مدة العمل.

إذ يزيد في إنتاجية وحدة الخلع الآلية الأولى للخزف القابل للضغط Xcavator.  
كما يمكنك إجراء عملياتك بالكامل بشكل سلس مختصرًا مدة العمل بشكل بالغ لا يزيد عن الساعة.



Xcavator

## وحدة الخلع الآلي XCAVATOR

- مثالية للخلع والخزف القابل للضغط والمعدن وأكسيد الزرنيوم وعمليات السبك المعدني و Captex™
- ضع القالب الساخن في الجهاز حيث يعمل هذا على توفير ساعة أو أكثر من مدة التبريد
- قم بالتبديل بين قالبين بالسعتين الأكثر شيوعًا (١٠٠ و ٢٠٠ جم) وذلك من خلال إجراء تعديلات بسيطة فقط على الجهاز.
- قم بتحسين القوالب واستعد للعملية التالية في أقل من دقيقة واحدة
- استخدم سرعات متغيرة لضمان الحصول على عمق قطع صحيح لأي نوع من أنواع الكسوات في كل مرة
- قم بمتابعة القطع الحلقي من خلال الغطاء الشفاف
- قم بتركيب ثلاث توصيلات خلال دقائق قليلة: كهرباء وتفرغ وهواء مضغوط (١٠٠ قدم مكعب قياسي بالدقيقة، ٤٠ رطلاً لكل بوصة مربعة و ١٠٥ بوصة لقطر توصيلة خرطوم التفريغ)
- متوافقة مع أي نظام تفريغ مرئي وصغيرة بما يكفي لكي تتلاءم مع الجزء العلوي من الطاولة



متوفرة في شحنات الولايات المتحدة وكندا فقط.



رقم الصنف	الوصف
٠٩٨٠٠	Xcavator (١١٥ فولت/٦٠ هرتز)
٠٩٨٠٣	Xcavator (٢٣٠ فولت/٥٠ هرتز)
٠٩٨٠٥	حاوية الخرز الزجاجي Xcavator بوزن ٥٠ رطلاً.
٠٩٨٠٧	#5332-1 طرف الفوهة الاحتياطي
٠٩٨٠٩	#5303 الدرع الشفاف
٠٩٨١١	#5353 مصفاة
٠٩٨٠٦	حزام مجفف الخرز (HSV)

الأبعاد	الوزن	الامتثال بالمعايير
عرض ١٤ ٢/١ بوصة × ارتفاع ١٩ ١/٢ بوصة × عمق ١٥ ٢/١ بوصة	٣٢ رطلاً	مدرجة في ETL/ESA

## موزعات السوائل



AquaSpense

AquaSpense SL

### ما العناصر التي تحتاج إليها؟

الدقة تعادل الأداء. ولهذا السبب، تقدم موزعات السوائل دقة لا تضاهي للجبس ومسحوق الكسوات والمياه والسوائل الخاصة. لذا يمكنك إلغاء الأخطاء البشرية والتمتع بالخيارات المتنوعة للأداء الجيد.

### موزع المياه AQUASPENSE

- يمكن سحب المياه من وعاء كبير أو زجاجة مرفقة بسعة ١ لتر
- يمكن استخدامه مع العديد من كسوات الجبس - حيث لا يقتصر على توزيع المسحوق
- ذاكرة قابلة للبرمجة على ١٥ إعدادًا

رقم الصنف الوصف

٠٩٥٦٠ (١١٥ فولت/٦٠ هرتز)

٠٩٥٦١ (٢٣٠ فولت/٥٠ هرتز)



متوفرة في شحنات  
الولايات المتحدة وكندا فقط.



### AQUASPENSE SL

#### موزع المياه/السائل الخاص

- يمكن استخدامه كموزع مياه فقط للجبس
- يقيس نسبة المياه إلى نسبة السائل الخاص
- يستخدم مع مضافات سوائل الجبس
- ذاكرة قابلة للبرمجة من خلال ١٥ إعدادًا

رقم الصنف الوصف

٠٩٥٥٠ (١١٥ فولت/٦٠ هرتز)

٠٩٥٥١ (٢٣٠ فولت/٥٠ هرتز)

الأبعاد	الوزن	سعة الميزان	الالتزام بالمعايير
عرض ١١ ٤/٣ بوصة x ارتفاع ٢٤ ١/٢ بوصة x عمق ١٣ ١/٢ بوصة	٢٠,٥ رطل	١٢٠٠ جرام	مدرجة في ETL الولايات المتحدة الأمريكية وكندا

#### LEAN ADVANTAGE

تقدم ويب ميكس عددًا من منتجات Lean عالية الأداء لقسم النمذج الذي يجعل الإنتاج أكثر سلاسة ويحد من النفايات، مما يمنح المعامل مثل معاملك ميزة Lean Advantage.





## القليل منه كثير بالفعل.

المتعدد الاستعمالات، ومضغوط وليس له مثيل على الإطلاق. إن عملية الخلط القابلة للبرمجة والمتعددة المراحل تتيح لنا خلط مجموعة متنوعة من الجبس وقوالب الجبس وكسواته. ومن خلال تصميمه الذي يعتمد على كمية قليلة من الزيت، لن تضطر إلى إجراء عمليات صيانة على الخلاط القابل للتكيف.

VPM2



- تعمل مرحلة ما قبل الخلط على دمج المسحوق والسائل، مما يحد من الحاجة إلى استخدام الملوك
- تتضمن إعدادات البرنامج ما يلي: ما قبل/بعد التفريغ والوقت والسرعة واتجاه المحرك
- حتى ٣٠ برنامجاً منفصلاً
- شاشة عرض LCD رقمية
- يركب بالحائط أو يستخدم مع حامل
- إن تصميمه الذي لا يحتاج إلى استخدام اليدين يتيح للفني إجراء مهام عديدة
- يمنع مرشح المدخل من دخول مواد إلى مضخة التفريغ
- تصميم يعتمد على استخدام كمية قليلة من الزيت، لذا لا توجد حاجة لإجراء عمليات صيانة
- متوافق مع ٤ أحجام من أواني الخلط (بسعة من ١٥٠ إلى ١٠٠٠ جم)

### خلاطات Vac-U-Mixer

رقم الصنف	الوصف
٢٩٣٤٤	#4485 ٣٠٠ مللي لتر (سعة ١٥٠ جم)
٢٩٣٤٥	#6585 ٥٠٠ مللي لتر (سعة ٣٥٠ جم)
٢٩٣٤٦	#6685 ٨٧٥ مللي لتر (سعة ٦٥٠ جم)
٢٩٣٤٨	#7685 ١٢٠٠ مللي لتر (سعة ١٠٠٠ جم)

### وحدة الخلط بالتفريغ

رقم الصنف	الوصف
٢٩٣٤٠	كامل ومعه حامل و خلاط Vac-U-Mixer سعة ٥٠٠ مللي لتر (١١٥ فولت/٦٠ هرتز)
٢٩٣٤١	كامل ومعه حامل جداري و خلاط Vac-U-Mixer سعة ٥٠٠ مللي لتر (٢٣٠ فولت/٥٠ هرتز)

### الأجزاء والملحقات

رقم الصنف	الوصف
٢٩٣٤٣	حامل
٢٩٣٤٢	حامل جداري

الأبعاد	الوزن	سرعة الخلط	وقت الخلط	الالتزام بالمعايير
عرض ٧,٥ بوصة × ارتفاع ٢٣,٥ بوصة × عمق ١٠,٥ بوصة	٤٥ رطلاً	١٠٠ إلى ٥٠٠ دورة في الدقيقة	مدة تصل إلى ٤,٢٥ دقائق	مدرجة في UL و CUL

## خلط VAC-U-MIXER المرن

- يكسر ويحرر من خلال عملية ضغط قوية دون إتلاف الأنينة
- يستخدم مع VPM2 و خلاط Vacuum Power Mixer Plus ووحدة الدمج

رقم الصنف	الوصف
١٥٦٦٥	#6720 350 جرام للاستخدام مع Vacuum Power Mixer Plus ووحدة الدمج (مجموعة الغطاء والمحرك مضمنة)
٢٩٣٥٢	#6785 350 جرام للاستخدام مع VPM2 (مجموعة الغطاء والمحرك مضمنة)
١٥٦٦٧	#6750 650 جرام للاستخدام مع Vacuum Power Mixer Plus ووحدة الدمج (مجموعة الغطاء والمحرك مضمنة)
٢٩٣٥٥	#6790 650 جرام للاستخدام مع VPM2 (مجموعة الغطاء والمحرك مضمنة)
١٥٦٨٠	#6711 ملعقة



يعمل التفريغ على إمسك خلاط Vac-U-Mixer بالوحدة لإجراء الخلط دون استخدام اليدين.



## أداء قوي عامًا بعد عام.

لماذا تثبت خلطاتنا فعاليتها على مدار الزمن؟ هذا هو السبب الذي تم تصميمها من أجله. سواء أكان العنصر الفعال هو سرعة التوجيه الواحدة في خلاط Vacuum Mixer Plus أم عمود الإدارة ثنائي التوجيه في وحدة الدمج، فإن خلطاتنا توفر القوة والتصميم المبتكر على حد سواء.



Vacuum Power Mixer Plus

وحدة الدمج

### VAC-U-MIXER

- أوضحت الدراسات أن الأواني المتأكلة يمكن أن تؤثر على معدل التمدد في الكسوات. يمكن أن يعمل استبدال الأواني المتأكلة على تحسين الإنتاجية.

رقم الصنف	الوصف
٨٦٦٤	#6400 - ٢٠٠ مللي لتر (١٠٠ جم) - ملعقتان من الألبينات* مع مجموعة المحرك #6406 وصامولة التدوير #6375
٨٦٧٢	#6400 - ٢٠٠ مللي لتر (١٠٠ جم) مع مجموعة المحرك #4007 وصامولة التدوير #4109
٧٥٩٥	#4002 - أنية بلاستيكية (٢٠٠ مللي لتر) الأبعاد الداخلية ٢-٨/٧ بوصة x عمق ٢ بوصة
٨٧١٠	#4450 - ٣٠٠ مللي لتر (١٥٠ جم) - ٣ ملاعق من الألبينات* مع مجموعة المحرك من التلفون #4458 وصامولة التدوير #6375
٨٧٠٢	#4450 - ٣٠٠ مللي لتر (١٥٠ جم) مع مجموعة المحرك #4455 وصامولة التدوير #6375
٨٧٢٩	#4450 - ٣٠٠ مللي لتر (١٥٠ جم) مع مجموعة المحرك #4507 وصامولة التدوير #4109
٧٦٠٩	#4452 - أنية بلاستيكية (٣٠٠ مللي لتر) الأبعاد الداخلية ٢-٨/٧ بوصة x عمق ٣ بوصة
٨٧٦١	#6500 - ٥٠٠ مللي لتر (٣٥٠ جم) مع مجموعة المحرك #6375 وصامولة التدوير
٨٨١٨	#6500 - ٥٠٠ مللي لتر (٣٥٠ جم) - ٥ ملاعق من الألبينات* مع مجموعة محرك مسطحة #6508 وصامولة التدوير #6375
٨٧٨٨	#6500 - ٥٠٠ مللي لتر (٣٥٠ جم) مع مجموعة المحرك #6507 وصامولة التدوير #4109
٨٩٧٤	#6502 - أنية بلاستيكية (٥٠٠ مللي لتر) الأبعاد الداخلية ٣-٤/٣ بوصة x عمق ٢-٤/٣ بوصة
٨٨٣٤	#6600 - ٨٧٥ مللي لتر (٨٠٠ جم) مع مجموعة المحرك #6606 وصامولة التدوير #6375
٩٠٣٢	#6602 - أنية بلاستيكية (٨٧٥ مللي لتر) الأبعاد الداخلية ٣-٤/٣ بوصة x عمق ٥-١/٤ بوصة
٨٨٤٢	#7600 - ١٢٠٠ مللي لتر (١٠٠٠ جم) - أنية وغطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ
٩٠٦٧	#7602 - أنية من الفولاذ المقاوم للصدأ بأبعاد داخلية ٤-١/٤ بوصة x عمق ٢-١/٥ بوصة

\*ينصح باستخدام المحاريك المسطحة ومحاريك التلفون للألبينات. لتجنب التلوث، يجب أن تستخدم خلطات Vac-U-Mixer منفصلة في عمل الكسوات والألبينات ومواد الجبس.



### VACUUM POWER MIXER PLUS

- سرعة واحدة (٤٢٥ دورة في الدقيقة) للحصول على خلطات الكسوات المتناسقة والخالية من الفقاعات

رقم الصنف	الوصف
٢٩١٨١	كامل ومعه خلطات Vac-U-Mixer بسعة ٣٠٠ و ٥٠٠ مللي لتر وأنابيب وتوصيلات بلاستيكية ٢-٤/١ قدم (١١٥ فولت/٦٠ هرتز)
٢٩٨٦٦	(٢٣٠ فولت/٥٠ هرتز)

#### وحدة الدمج

- يقوم عمودا التوجيه بالتدوير بسرعات مختلفة
- سرعة بطيئة لكافة أغراض الخلط بالتفريغ أو بدونه

رقم الصنف	الوصف
٨٢٦٥	كامل ومعه Vac-U-Spat سعة ٢٠٠ مللي لتر و Vac-U-Mixer سعة ٥٠٠ مللي لتر (١١٥ فولت/٦٠ هرتز) وملحقات: انظر أدناه
١٨٠٨٢	(٢٣٠ فولت/٥٠ هرتز)

ملحقات لخلاط Vacuum Power Mixer Plus ووحدة الدمج

رقم الصنف	الوصف
٤٠٨٥	حلقتان للحشوات المصوبة بقطر خارجي قدره ١-٤/١ بوصة x ارتفاع ٨/٣-١ بوصة
٤٠٨١	وسيلتا تشكيل البوتقات المطاطية بقطر ١-٤/١ بوصة
٤٠٧٩	١ لوح تزييت لأنبوب (للحلقات "O" والعمود)
٥٧٠٠	أنابيب بلاستيكية بحجم ١-٤/١ بوصة مع توصيلات ودرج للمياه وشمع الإلصاق
٦١٤٩	#6380 يعمل مع Vacuum Power Mixer Plus أو وحدة الدمج

### "طقم صيانة VAC-U-CARE"

عندما يتعلق الأمر بالعناية والصيانة بأي نوع من الآلات أو المعدات، فكلنا يعلم أن القليل من الوقاية يساعد على إطالة عمر المنتج. إذا لم يتمكن مقياس التفريغ لديك من القراءة بالدرجة العالية التي ينبغي أن يكون عليها أو صار لون الأنبوب أصفر أو زيتيًا، فيعني ذلك أنه حان الوقت لطلب "طقم صيانة Vac-U-Care".



رقم الصنف	الوصف
٢٨٣٩٨	#5700 أنابيب وتوصيلات، #6010 دوارات، #4008 حلقة على شكل حرف O #1 (عبوة ٦)، #4079 لوح تزييت (أنبوبة واحدة)، #6012 مجموعة لبادة لوحدة التزييت، #6012 - ٤ قتيلة، #6040 حشية من الفلين، ٤ أوقيات مزيت

## مشدّبات مع بعض الأسنان.

احصل عليها بكافة أنواعها حتى تتمكن من تشذيبها كلها. نظرًا لما تتمتع به من تصميم قوي وسهولة في التشغيل، فإن مشدّبات النماذج الرطبة التي تتميز بالمتانة العالية تقدم أداءً عاليًا إلى جانب توفير الأمان والمتانة والعمر الأطول، وهو ما يمتاز به Whip Mix.



مشدّبات النماذج الرطبة بقوة ٣/٤ قدرة حصانية

## مشدّبات النماذج الرطبة بقوة ٣/٤ قدرة حصانية

- تعمل مشدّبات النماذج المتينة بقوة ٣/٤ قدرة حصانية بمقدار ١٨٠٠ دورة كاملة في الدقيقة
- يمنع التصميم ذاتي التنظيف تراكم الأحجار أو الجبس
- يعمل مفتاح الأمان "إيقاف" على إيقاف تشغيل المحرك إذا كان الباب مفتوحًا أو في حالة انقطاع التيار الكهربائي
- بها باب أحادي المشبك سهل الفتح

رقم الصنف الوصف

٠٩٦٥٠ مزودة بطاولة عمل من الفولاذ المقاوم للصدأ وتعمل في وضعين وبحجم عجلة كشط بحجم ١٢ بوصة x ٤/١ بوصة (١١٥ فولت/٦٠ هرتز، ٣/٤ قدرة حصانية)



## المشدّبات ١٠ بوصة و ١٢ بوصة

- تتميز بإجراء قطع ممتاز
- بها غطاء من الألومنيوم المصبوب مزود بسدادات تنظيف قابلة للخلع من أجل سهولة التنظيف
- بها غطاء أمامي سريع الفتح مزود بمفصلة وممسوك بصمولة واحدة

رقم الصنف الوصف

٠٩٤٧٤	١٠ بوصة مشدّبات النماذج مزود بطاولة عمل تعمل في وضعين وعجلة كشط بحجم ١٠ بوصة x ٤/١ بوصة (١١٥ فولت/٦٠ هرتز، ١/٣ قدرة حصانية)	٠٩٥١٢	مشدّبات النماذج Deluxe بحجم ١٢ بوصة* مزود بطاولة عمل قابلة للضبط بالكامل وعجلة كشط خشنة (١١٥ فولت/٦٠ هرتز، ١/٢ قدرة حصانية)
٢٨٠٢٩	(٢٣٠ فولت/٥٠ هرتز، ١/٣ قدرة حصانية)	٢١٦٤٤	(٢٣٠ فولت/٥٠ هرتز، ١/٢ قدرة حصانية)
٠٩٦٤٤	١٢ بوصة مشدّبات النماذج مزود بطاولة عمل قابلة للضبط بالكامل وعجلة كشط ١٢ بوصة x ٤/١ بوصة (١١٥ فولت/٦٠ هرتز، ١/٢ قدرة حصانية)	٢٥١٤٣	مشدّبات النماذج Diamond Deluxe بحجم ١٢ بوصة* مزود بطاولة عمل قابل للضبط بالكامل و Blue Wonder™ Diamond Wheel (١١٥ فولت/٦٠ هرتز، ١/٢ قدرة حصانية)
٢٢٦٩١	(٢٣٠ فولت/٥٠ هرتز، ١/٢ قدرة حصانية)	٢٥١٧٨	(٢٣٠ فولت/٥٠ هرتز، ١/٢ قدرة حصانية)



مشدّبات ١٠ بوصة



مشدّبات ١٢ بوصة

## مشدّبات تقويم الأسنان ١٢ بوصة

- مصمم لتبسيط عملية تشذيب القوالب
- طاولة عمل لتقويم الأسنان قابلة للضبط وتتضمن مربعًا عموديًا ومرشدة زوايا وعجلة كشط خشنة

رقم الصنف الوصف

٠٩٦٠١ مزود بطاولة عمل لتقويم الأسنان وعجلة كشط خشنة (١١٥ فولت/٦٠ هرتز، ١/٢ قدرة حصانية)

٢٠٧٥٣ (٢٣٠ فولت/٥٠ هرتز، ١/٢ قدرة حصانية)



مشدّبات تقويم الأسنان ١٢ بوصة

\*تتضمن ملحقات المشدّبات على صمام مياه كهربائي ووصلة رشاش مياه ودرع رذاذ



## أدوات عالية الجودة في خدمتك.

تمتاز ملحقات Whip Mix بالأداء العالي و سهولة الاستخدام. كما أنه تم تصميمها بدقة لتتسم بذلك. إنك تعتمد على جهاز ذات أداء مرتفع، باعتمادك على Whip Mix.

### وصلة رشاش المياه

إنها عبارة عن رأس رشاش مياه يعمل برافعة من أجل سهولة تنظيف القوالب.

رقم الصنف الوصف

١٢٩٣٩ رأس رشاش مياه يعمل برافعة

### درع الرذاذ

يوفر الدرع البلاستيكي الشفاف الحماية من رذاذ المياه/المخلفات.

رقم الصنف الوصف

٢٢٣٧٢ الدرع البلاستيكي الشفاف

### طاوله عمل تقويم الأسنان

وهي عبارة عن طاوله عمل معايرة بدقة كما أنها قابلة للضبط بسهولة، وتوفر قوة قطع عمودية متقاربة. ويأتي معها مربع عمودي ومِرْشَدَة زوايا وقالب، وكل منها يتمتع بالمتانة. تلائم الحجم ١٢ بوصة.

رقم الصنف الوصف

١٢٧٧٧ طاوله العمل المعايرة بدقة

### صمام المياه الكهربائي

يعمل هذا الصمام على تنظيم إمدادات المياه بالترابط مع مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل المشدّب، مما يؤدي إلى توفير المياه والحد من ضبط التدفق الثابت.

رقم الصنف الوصف

١٢٨٢٣ تنظيم إمدادات المياه

### صينية الثقالة البلاستيكية

مصممة بحيث يتم تركيبها أسفل كل مشدّبات نماذج Whip Mix ومعظم الماركات الرئيسية الأخرى، حيث إن صينية الثقالة عالية التأثير والمصنوعة من مادة البولي ستيرين تتمتع بقوة كبيرة، ومع ذلك، فإنها خفيفة الوزن وسهلة التنظيف.

منصة مركزية تحافظ على نظافة المشدّب وجفافه. تعمل ثقبو التصريف الجانبية اليسرى واليمنى على سهولة الوضع على كل جانب من الحوض. مقاس الوحدة ١٨ بوصة الطول × ١٦-٢/١ بوصة العرض × ٣ بوصة الارتفاع (٤٥،٧ سم × ٤٢ سم × ٧،٦ سم).

رقم الصنف الوصف

٢٢٥٩٠ صينية البولي ستيرين عالية التأثير

### طقم التحويل

يسمح بتحويل عجلة الكشط إلى نظام القرص اللاصق الحساس للضغط (PSA). يحتوي الطقم القياسي على ثلاثة أقراص صرّار ٥٠، إضافة إلى قرص مسند بلاستيكي ١٢ بوصة.

رقم الصنف الوصف

١٣٧٣٠ يسمح بتحويل عجلة الكشط إلى نظام القرص اللاصق الحساس للضغط

### قرص لاصق حساس للضغط ١٢ بوصة

قرص ١٢ بوصة حساس للضغط بصرّار خشن ٥٠ ذي ثقب مركزي قطري بحجم ١ بوصة (٣م)

رقم الصنف الوصف

١٣٠٥٦ صندوق من ٤ أقراص #30433

١٣٠٦٤ صندوق من ٢٥ قرصًا #30433

### عجلات مشدّبات النماذج

عجلة كشط بحجم ١٢ بوصة متوفرة في صرّارات متوسطة وخشنة وزائدة الخشونة. يتوفر حجم ١٠ بوصة في صرّار متوسط وخشن.

رقم الصنف الوصف

١٢٩٦٣ كشط متوسط ١٠ بوصة

٢٩٣٢٧ كشط خشن ١٠ بوصة

١٢٩٩٨ كشط متوسط ١٢ بوصة

١٣٠٠٥ كشط خشن ١٢ بوصة

١٣٠١٣ كشط شديد الخشونة ١٢ بوصة

## BLUE WONDER™ DIAMOND WHEELS

توفر Blue Wonder™ Diamond Wheels قطع دائم وعنيف. متوفرة بالحجمين القطريين ١٠ بوصة و ١٢ بوصة بثقب تركيب بحجم واحد بوصة وثقب دبوس للمحرك حتى يلائم معظم مشدّبات النماذج. ضمان سنة على الأقل.

رقم الصنف الوصف

٢٨٦١٤ #30430 كشط فائق ١٠ بوصة

٢٥١٣٥ #30432 كشط فائق ١٢ بوصة







## الهزاز متنوع الاستعمالات

- يسمح الغطاء المصنوع من المطاط والقابل لل فك بسهولة التنظيف.
- يمنع الاهتزاز متغير الكثافة ظهور الفقاعات
- يتميز بتصميم صحي

رقم الصنف الوصف

١٠٦٥٠ (١١٥ فولت/٥٠ هرتز)  
١٠٦٥٥ (٢٣٠ فولت ٦٠/٥٠ هرتز)



## الهزاز المتين

- تسمح طاولة الاهتزاز العريضة بالعمل على العديد من الحلقات في وقت واحد
- يتميز بخيارات طويلة أو قصيرة الموجات
- يتميز بكثافة متغيرة في خيارات أطوال كلتا الموجتين

رقم الصنف الوصف

١٠٦٧٥ (١١٥ فولت/٥٠ هرتز)  
١٠٦٨٠ (٢٣٠ فولت ٥٠/٦٠ هرتز)

تتوافق كافة الهزازات الموضحة مع هذه المواصفات. CE



## حمام مائي رقمي

وحدة مضبوطة رقميًا تحافظ على درجات الحرارة في نطاق ٣٢ إلى ٨٠ درجة مئوية (٨٩,٦ إلى ١٧٦ درجة فهرنهايت) لتتبع أنواع متنوعة من الشمع أو المواد المركبة.

- تحكم رقمي في درجات الحرارة بضوء مؤشر
- تعرض شاشة LED باستمرار درجة الحرارة بالدرجة فهرنهايت أو المئوية
- به غطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ
- به وعاء من الفولاذ المقاوم للصدأ والقابل للخلع
- به وعاء حمام مائي هاناو
- تتوقف الوحدة عن التسخين عند خلع الوعاء
- معتمد من جمعية المواصفات الكندية وهيئة الفحص الفني الألمانية

رقم الصنف الوصف

٠٥٣٥٠ حمام مائي رقمي يشتمل على وعاء من الفولاذ المقاوم للصدأ والقابل للخلع (١١٥ فولت)

٠٥٣٢٧ #1576A وعاء قابل للخلع  
٠٥٣٢٦ صينية رفع (ثباع بشكل منفصل)

## اعتمد على Whip Mix كمورد تقني خاص بك.

تم تدريب مندوبي Whip Mix وطاقمنا الفني الذي يتمتع بمعرفة جيدة على طريقة استعمال جميع منتجاتنا. إضافة إلى ما سبق، فإننا سنساعدك في اختيار الجهاز وتوضيح كيفية استخدام الأساليب والمواد الجديدة بنجاح، إلى جانب توفير الأجزاء و الخدمات إذا لزم الأمر.

تفضل بزيارة [whipmix.com](http://whipmix.com) للاطلاع على:

- ندوات عبر الويب يتم عرضها شهرياً، ومسجلة للمشاهدة في أي وقت
- مقاطع فيديو حول استخدام العديد من المنتجات والعناية بها
- إرشادات حول المنتج
- رسومات تخطيطية
- تعريف الأجزاء
- والمزيد!



Whip Mix Corporation • 361 Farmington Ave. • Louisville • Kentucky • 40209

٥٠٢-٢٣٤-٤٥١٢ فاكس: ٨٠٠-٢٢٦-٥٢٥١

تواصل معنا! f t in s y

احصل على عينات مجانية  
ومنتجات ترويجية خاصة على الموقع  
[www.whipmix.com](http://www.whipmix.com)