

RAFael



**US
DENTAL
DEPOT**




Cross linked fluorescent

www.usdentaldepot.com

Upper anteriors Anteriores Superiores

AVAILABLE COLOURS COLORES DISPONIBLES A0-A1-A2-A3-A3,5-B2-C2

● OVALADO OVOID
▲ TRIANGULO TAPERING
■ CUADRADO SQUARE



(*)

These items are available in stock for immediate delivery other ones, are 3 weeks delivery and a minimum of a 1000 sets
Estos ítems se encuentran en stock para ser despachados en el día. El resto tiene una demora de 3 semanas para el envío y el pedido mínimo de 1000 sets.

Cross linked fluorescent

Posteriors
Posteriores

Lower anteriors
Anteriores Inferiores

AVAILABLE COLOURS
COLORES DISPONIBLES
A0-A1-A2-A3-A3,5-B2-C2

Natural
smile










Chart of articulations and combinations
Carta de combinaciones y articulaciones

ANTERIORES ANTERIORES		POSTERIORES POSTERIORES					
UPPER	LOWER	0°	10°	20°	33°	RF	PU
2D	2D	31Z	32F	29L	30L	29RF	
3D	3D	31Z	32F	31M	32M-32L	29RF	
1N	1N	31Z	32F	31M	30L	31RF	PU3
2N	2N	31Z	32F	31M-29L	32L	29RF	
3N	3N	31Z	32F	31M	32L-230L	29RF	PU3
3M	3M	31Z	32F	29M	30M-30L	29RF	PU3
2P	2P	31Z	32F	31L	34L	31RF	PU3
3P	3P	31Z	32F	33M	34M	29RF	PU3
1H	1H	31Z	32F	33M	34L	31RF	PU3
4H	4H	31Z	32F	33M	32M	31RF	PU3
223	223	31Z	32F	29M	30M	29RF	
224	3M	31Z	32F	31M	30M	29RF	
A24	3N	31Z	32F	31M	30M	29RF	PU3
A25	A25	31Z	32F	31M	32M	29RF	PU3
A26	A26	31Z	32F	33M	32L	31RF	PU3
135	4H	31Z	32F	33M	32M	31RF	PU3
136	4H	31Z	32F	31M	34L-230L	31RF	PU3
137	137		32F	31L	34L	31RF	PU3
263	3N	31Z	32F	29L	30M	29RF	PU3
264	3P	31Z	32F	31L	32M	31RF	PU3
266	1H		32F	33M	34L	31RF	PU3
267	268		32F	33M	34L	31RF	PU3
268	268		32F	33M	34L	31RF	

RAFAEL
ACRYLIC TEETH










Premium Acrylic Teeth Are available in Vita® shades
©Vita is a Registered Trade Mark of Vita Zahnfabrik, Germany



(*) These items are available in stock for immediate delivery other ones, are 3 weeks delivery and a minimum of a 1000 sets
Estos items se encuentran en stock para ser despachados en el día. El resto tiene una demora de 3 semanas



AVAILABLE COLOURS | COLORES DISPONIBLES A0-A1-A2-A3-A3,5-B2-C2



**US
DENTAL
DEPOT**

www.usdentaldepot.com

US DENTAL DEPOT
marcos@usdentaldepot.com

To Order Call: 1-866-625-5558
1-954-874-6325
Fax: 1-786-513-2868
Mob: 1-786-210-3284
Skype: usdentaldepot

Argentina: +11 52587148
Colombia: +57 1 4899051
Perú: +51 1 705 5371
Venezuela: +58 212 729 1639

WAREHOUSE
6555 NW 9th Avenue - Suite 212
Fort Lauderdale, FL 33309, USA



These items are available in stock for immediate delivery other ones, are 3 weeks delivery and a minimum of a 1000 sets
Estos ítems se encuentran en stock para ser despachados en el día. El resto tiene una demora de 3 semanas para el envío y el pedido mínimo de 1000 sets.