




Renfert

making work easy



SEE IT  
WORK IT  
SHARE IT

EASY view+

Dental Visual Communicator

Brillante y visualmente potente

# Una mejor comunicación conlleva mejores resultados

EASY view+ eleva la comunicación del laboratorio dental a un nuevo nivel. Con este sistema de imágenes, comunicar el trabajo dental es un juego de niños. La visualización en vivo del trabajo mantiene a todo el equipo y a los colegas perfectamente informados en todo momento y en todo lugar (por ejemplo, la consulta dental, el laboratorio dental, el centro de fresado). Muy simples: ¡EASY view+!







# SEE IT WORK IT SHARE IT



Simplemente ver mejor:  
distintos aumentos de zoom



Simplemente trabajar mejor:  
discusión de casos, control de  
calidad, formación



Simplemente compartir mejor:  
fotografías, vídeos o imágenes  
en vivo



Nueva dimensión de la comu-  
nicación protésica dental

EASY view+ sorprende por su sencillez y ver-  
satilidad. Brillante y visualmente potente: las  
tareas que se están realizando en la mesa del  
laboratorio se transmiten simultáneamente al  
monitor (interno o externo) con una resolu-  
ción de gran nitidez.

De forma inmediata y precisa

# Siempre en la pantalla con EASY view+

Con EASY view+, los laboratorios ahorran tiempo valioso e. optimizan los procesos de trabajo El potencial de este ingenioso sistema de comunicación visual dental es muy grande.

Si bien es cierto que con palabras se pueden explicar muchas cosas, una imagen real siempre será mucho más clara y comprensible en cualquier dimensión.

# SEE IT

## making work easy

### ➔ Simplemente hacer una fotografía Función de instantánea

La función de instantánea permite tomar fotografías muy nítidas de una sección de la imagen con un solo clic y sin necesidad de un amplio equipo de fotografía dental.



### ➔ Simplemente compartir Función de compartir

Esta función permite compartir en directo la vista del trabajo en la mesa de laboratorio con un sistema de videoconferencia.

4x  
aumentos

15x  
aumentos

20x  
aumentos



## 3 zooms ópticos



### Visualización en vivo con tres aumentos de zoom

La visualización en directo de gran precisión del trabajo protésico se puede llevar a cabo mediante diferentes niveles de aumento (zoom de 4x, 15x y 20x) y ofrece tanto una visualización completa del modelo como una vista detallada exacta (por ejemplo, margen de preparación).



Simplemente magistral y exacto

# La protésica dental es un trabajo de precisión

Gracias a su tridimensionalidad y a su profundidad de campo, EASY view+ permite realizar con precisión texturas de filigrana (morfología de la superficie) y los detalles más difíciles de la estratificación cerámica (por ejemplo, los mamelones). Y como pueden verse hasta los detalles más pequeños, se obtienen efectos realmente sorprendentes.



## Gran nitidez: garantía y control de calidad

Ver mejor es trabajar mejor, es mejor calidad. EASY view+ ofrece tanto una visualización completa del modelo como una vista detallada exacta (por ejemplo, límite de preparación). Esto facilita, entre otros, el control de calidad al inicio del trabajo, durante las medidas de preparación y a su finalización.

# WORK IT

## making work easy

### ➔ Simplemente minucioso

La iluminación de EASY view+ sigue el campo de visión, por lo que la vista del trabajo se mantiene siempre clara y sin sombras. La visualización tridimensional con una óptima coordinación de mano y ojos permite trabajar sin esfuerzo. Con la función de pantalla dividida es posible ver otra vista al mismo tiempo (por ejemplo, encerado) para tratar de imitar meticulosamente la naturalidad cuando se fabrican restauraciones dentales.




# SHARE IT

Increíblemente sencillo y profesional


## Con EASY view+ se observa todo desde la primera fila

Gracias a EASY view+, el trabajo protésico dental puede mostrarse a todos con notable eficacia. Discusiones de casos, formación del personal, seminarios web prácticos, Instagram, por citar solo algunos, adquieren mayor dinamismo y expresividad, ya que con EASY view+ todo el mundo está realmente sentado en primera fila.





# Discusión de casos en línea



## → Simplemente enseñar Formación del personal

Bien sea una demostración en vivo memorable para la formación, la instrucción laboral o la cualificación del personal, EASY view+ permite una proyección en vivo realista en el monitor sin necesidad de grandes equipos.

## → Simplemente demostrar Formación práctica

La función de compartir permite realizar fascinantes formaciones prácticas. Los participantes se conectan en remoto a la mesa de laboratorio del conferenciante y observan los pasos del trabajo mediante imágenes de alta resolución.


## making work easy

### → Simplemente ilustrar Vídeos explicativos

Con la Capture Card, los vídeos explicativos y de formación se graban sin complicaciones. Por ejemplo, EASY view+ convierte la instrucción de trabajo o la descripción del proceso del laboratorio en una orientación real e inspiradora.

### → Simplemente mostrar Videopresentación

Marketing: rápido, sencillo y eficaz.  
Los vídeos creados con EASY view+ permiten contar historias dentales. De este modo, el trabajo magistral dental se hace palpable o comprensible, por ejemplo, para Instagram o el sitio web del laboratorio.



# CONN

Gestión y sincronización cómodas

## El núcleo: todo en un único lugar

La app Renfert CONNECT hará que su trabajo diario sea más cómodo y eficiente: control de EASY view+ con sus funciones inteligentes y acceso en todo momento a cualquier información relevante. Encuentre ayuda rápida para configurar su aparato: las preguntas frecuentes y los vídeos de ayuda están disponibles en formato digital allí donde los necesite, en su puesto de trabajo desde el dispositivo móvil.






# ECT IT

Renfert CONNECT  
SIMPLY. SMART.




## Simplemente archivar. Aplicación de Renfert

Con la Renfert CONNECT app, las fotografías se pueden almacenar fácilmente en una base de datos de imágenes. Clasificar, etiquetar, archivar, documentar... el manejo intuitivo hace de ello un juego de niños.



Renfert CONNECT  
- actualmente solo está disponible para iOS  
- no está disponible en todos los países  
Verifique la disponibilidad aquí:  
[www.renfert.com/connect](http://www.renfert.com/connect)

[www.renfert.com/connect](http://www.renfert.com/connect)



### making work easy

#### ➔ Sencillamente sincronizar

También la función de instantáneas supone una gran ventaja para el trabajo diario del laboratorio. Con un solo clic creará una fotografía de una sección de imagen concreta que podrá sincronizar con su teléfono móvil o tableta gracias a Renfert CONNECT app.







# EASY view+

## Dental Visual Communicator

- **Simplemente ver mejor:** distintos aumentos, iluminación perfecta, gran profundidad de campo
- **Simplemente trabajar mejor:** producción de prótesis, preparación del trabajo, control de calidad
- **Simplemente compartir mejor:** imagen en directo, discusión de casos, formación, fotografías o vídeos (por ejemplo, para las redes sociales)



## Vista general

Producto	Referencia	Producto	Referencia
EASY view+ 100-240 V 	24004000	EASY view 3D HDMI-Splitter (también con multiadaptador de corriente) 	24000503 24000505
EASY view+ 3D 100-240 V 	24003000	EASY view 3D Converter 3D/2D 	24000501
Monitor 3D EASY view 	900037808	Renfert CONNECT stick 	24100000

